
Katalog OP-Material Einweg

nizell.ch – eine Marke der Promedical AG
Katalog OP-Material Einweg

Nizell.ch – eine Marke der Promedical AG

Nizell ist die führende Marke für die Herstellung hochwertiger Polsterungen, Stützen und Positionierungsmaterialien, die in Schweizer Handarbeit gefertigt werden. Mit grösstem Fokus auf Qualität und Effizienz sorgt unser Team dafür, dass alle notwendigen Produkte für eine optimale OP-Lagerung bereitgestellt werden. Neben den Mehrweg-Artikeln bieten wir auch Einwegprodukte wie unsterile Abdeckungen für OP-Tische an, um unser Sortiment abzurunden. Dank strenger Qualitätskontrollen und eines optimierten Produktionsprozesses erfüllen Nizell-Produkte höchste Anforderungen, wodurch sie zu einer idealen Umgebung im Operationssaal beitragen.

Die Promedical AG



Mit unserem Hauptsitz im idyllischen Glarus, streben wir stets nach höchster Qualität und Effizienz. Unser Fokus liegt auf OP- und Stations-Sets, die optimal auf die Anforderungen Ihrer medizinischen Abläufe abgestimmt sind und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Unterstützt von einem engagierten Team aus 20 Produktionsmitarbeitenden und einem umfangreichen Sortiment an medizinischen Verbrauchsgütern, sind wir optimal aufgestellt, um die Bedürfnisse unserer Kunden durch besondere Flexibilität und Reaktionsfähigkeit nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.

OP-Material Einweg

Inhalt

Tischabdeckungen

Seite 04

Bezüge

Seite 06

Patiententransfer

Seite 07

Patientenbekleidung

Seite 10

Patientendecken

Seite 12

Sets

Seite 13

Gurte

Seite 17

Rollbrett Zubehör

Seite 18

Blutsperrern


Seite 19

Schutzbekleidung

Seite 25

Tischabdeckungen


Abdeckungen für den OP-Tisch



Artikel-Nr. 1200000001

Tischabdeckung, flüssigkeitsresistent

210 x 80 cm, aus Vliesstoff PP, PE Folie, Gewicht 45 g/m², Verkaufseinheit 100 Stück, unsteril




Artikel-Nr. 1200000002 & 1200000003

Tischabdeckung

Aus Vliesstoff PP, PE Folie, Gewicht 55 g/m², Verkaufseinheit 50 Stück, unsteril

1200000002 230 x 95 cm


1200000003 antirutsch, 230 x 95 cm



Artikel-Nr. 1200000004

Tischabdeckung, positionierbar, absorbierend


230 x 95 cm, aus Vliesstoff PP, PE Folie, Gewicht 100 g/m², Verkaufseinheit 30 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 1200000005

Tischabdeckung, positionierbar, super absorbierend


230 x 95 cm, aus Vliesstoff PP, PET+ Zellstoff, PE Folie, Gewicht 185 g/m². Verkaufseinheit 25 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 1200000006

Tischabdeckung, antirutsch-kleband, super absorbierend


230 x 95 cm, aus Vliesstoff PP, PET+ Zellstoff, PE Folie, Gewicht 165 g/m². Verkaufseinheit 26 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 1200000007

Tischabdeckung, antirutsch, super absorbierend


230 x 100 cm, aus Vliesstoff PP, Holz Zellstoff, PE Folie, Gewicht 175 g/m². Verkaufseinheit 20 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 1200000008

Tischabdeckung, ½Tisch


140 x 95 cm, aus Vliesstoff PP, PE Folie, Gewicht 55 g/m², Verkaufseinheit 100 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 1200000009

Tischabdeckung, ½Tisch, positionierbar, super absorbierend

140 x 95 cm, aus Vliesstoff PP, PET+ Zellstoff, PE Folie, Gewicht 185 g/m², Verkaufseinheit 40 Stück, unsteril




Artikel-Nr. 1200000010

Tischabdeckung, ½Tisch, antirutsch-kleband, super absorbierend

140 x 95 cm, aus Vliesstoff PP, PET+ Zellstoff, PE Folie, Gewicht 165 g/m², Verkaufseinheit 42 Stück, unsteril

Tischabdeckungen


Abdeckungen für den OP-Tisch



Artikel-Nr. 1200000011

Tischabdeckung, ½Tisch, antirutsch, super absorbierend


150 x 100 cm, aus Vliesstoff PP, Holzzellstoff, PE Folie, Gewicht 175 g/m², Verkaufseinheit 32 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 1200000014

Tischabdeckung, tragfähig, antirutsch, super absorbierend


210 x 80 cm, aus Vliesstoff PP, Holzzellstoff, PE Folie, Gewicht 257 g/m², Verkaufseinheit 16 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 1200000013

Tischabdeckung, tragfähig, super absorbierend


210 x 80 cm, aus Vliesstoff PP, Holzzellstoff, PE Folie, Gewicht 220 g/m², Verkaufseinheit 16 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 8100000020

«Nitex», Super absorbierend

40 x 60 cm, aus Vliesstoff PP, Holzzellstoff, PE Folie, Gewicht 85 g/m², Verkaufseinheit 250 Stück, unsteril




Artikel-Nr. 8100000021

«Nitex», Super absorbierend

90 x 60 cm, aus Vliesstoff PP, Holzzellstoff, PE Folie, Gewicht 85 g/m², Verkaufseinheit 50 Stück, unsteril

Bezüge


Bezüge für Tisch, Kissen, Armbänkli usw.



Artikel-Nr. 1200000012

Tischbezug


264 x 94 cm, aus Vliesstoff PP, PE Folie,
Gewicht 55 g/m², Verkaufseinheit 25 Stück,
unsteril



Artikel-Nr. 1200000015

Tischbezug, 1/2Tisch


160 x 94 cm, aus Vliesstoff PP, PE Folie,
Gewicht 55 g/m², Verkaufseinheit 50 Stück,
unsteril



Artikel-Nr. 1200000016

Tischbezug Brumaba OP-Tisch

230 x 95 cm, aus Vliesstoff PP, PE Folie,
Gewicht 45 g/m², Verkaufseinheit 66 Stück,
unsteril



Artikel-Nr. 1200000020

Endoskopie-Tischbezug

240 x 110 cm, aus Vliesstoff PP, PE Folie,
Gewicht 45 g/m², Verkaufseinheit 40 Stück,
unsteril



Artikel-Nr. 1200000021 &
1200000022

Notfallliege-Bezug


Aus Vliesstoff PP, PE Folie,
Gewicht 45 g/m², Verkaufseinheit NP 180
40 Stück und NP 181 26 Stück, unsteril
1200000021 233 x 101 cm
1200000022 242 x 129 cm



Artikel-Nr. 1200000023

Notfallliege-Bezug

234 x 102 cm, aus Vliesstoff PP,
Gewicht 30 g/m², Verkaufseinheit 46 Stück,
unsteril



Artikel-Nr. 1200000024

Spitalbett-Matratzenbezug

258 x 120 cm, aus Vliesstoff PP, PE Folie,
Gewicht 45 g/m², Verkaufseinheit 30 Stück,
unsteril



Artikel-Nr. 8100000019

Duvetbezug, weiss

225 x 140 cm, aus Spunlace Vliesstoff aus
PP, Verkaufseinheit 20 Stück, unsteril

Bezüge

Bezüge für Tisch, Kissen, Armbänkli usw.



Artikel-Nr. 1200000028 &
1200000029

Kopfkissen-Bezug

36 x 26 x 14 cm, aus Vliesstoff PP, PE Folie,
Verkaufseinheit NP 210 250 Stück und
NP 211 300 Stück, unsteril

1200000028 Gewicht 55 g/m²

1200000029 Gewicht 30 g/m²




Artikel-Nr. 1200000031 &
1200000032

Kopfhörer-Bezug

11.5 x 11.5 cm, aus Vliesstoff PP Verkaufse-
inheit NP 290 1000 Stück und NP 291
200 Stück, unsteril

1200000031 Gewicht 55 g/m²

1200000032 Gewicht 25 g/m²



Artikel-Nr. 1200000033 –
1200000036

Armbänkli-Bezug


Aus Vliesstoff PP, PE Folie Verkaufseinheit
1200000033/1200000035 250 Stück
und 1200000034/1200000036 300 Stück,
unsteril

1200000033 50 x 14 x 10 cm, Gewicht 55 g/m²

1200000034 50 x 14 x 10 cm, Gewicht 30 g/m²

1200000035 60 x 14 x 10 cm, Gewicht 55 g/m²

1200000036 60 x 14 x 10 cm, Gewicht 30 g/m²




Artikel-Nr. 1200000037 &
1200000038

Beinplatten-Bezug

85 x 27 x 15 cm, aus Vliesstoff PP, PE Folie
Verkaufseinheit 1200000037 150 Stück
und 1200000038 200 Stück, unsteril

1200000037 Gewicht 55 g/m²

1200000038 Gewicht 30 g/m²



Artikel-Nr. 1200000027

Kopfkissen-Überzug

beidseitig offen, 55 g/m²



Artikel-Nr. 1200000025 &
1200000026

Kopfkissen-Überzug ohne Umschlag

55 x 42 cm, aus Vliesstoff PP, PE Folie,
Verkaufseinheit 1200000025 200 Stück
und 1200000026 300 Stück, unsteril

1200000025 Gewicht 55 g/m²

1200000026 Gewicht 30 g/m²



Artikel-Nr. 1200000030

Kopfkissen-Überzug mit Umschlag

65 x 45 cm, aus Vliesstoff PP, PE Folie,
Gewicht 45 g/m², Verkaufseinheit 200 Stück,
unsteril



Artikel-Nr. 8100000018

Kissenbezug

85 x 60 cm, aus Spunlace Vliesstoff aus PP,
Verkaufseinheit 120 Stück, unsteril

8100000018 blau

Patiententransfer

Transfer- & Hebetücher



Artikel-Nr. 1200000017

Notfallhebetuch, antirutsch, super absorbierend

220 x 100 cm, aus Vliesstoff PP, Holzzellstoff, PE Folie, Gewicht 237 g/m², tragfähig bis zu 180 kg, Verkaufseinheit 14 Stück geliefert, unsteril



Artikel-Nr. 1200000018

Notfallhebetuch, super absorbierend


220 x 100 cm, aus Vliesstoff PP, Holzzellstoff, PE Folie, Gewicht 220 g/m², tragfähig bis zu 180 kg, Verkaufseinheit 14 Stück geliefert, unsteril



Artikel-Nr. 1200000019

Notfallhebetuch


220 x 150 cm, aus Vliesstoff PP, Gewicht 70 g/m², tragfähig bis zu 180 kg, Verkaufseinheit 30 Stück geliefert, unsteril



Artikel-Nr. 1200000039

Transfertuch

150 x 100 cm, aus Vliesstoff PET, Gewicht 80 g/m², Verkaufseinheit 45 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 1200000040

Transfertuch

75 x 100 cm, aus Vliesstoff PET, Gewicht 80 g/m², Verkaufseinheit 90 Stück, unsteril

Patiententransfer

Gleitfolien



Artikel-Nr. 413GF0601

Gleitfolie Ersatzrolle

Ersatzrolle à 60 cm auf 100 m (BxL),
das Produkt ist latexfrei

Patientenbekleidung


Hemden, Hosen



Artikel-Nr. 8100000030

Patientenhemd, lange Ärmeln

125 x 140 cm, aus SMS Vliesstoff aus PP,
Verkaufseinheit 40 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 8100000031

Patientenhemd, kurze Ärmeln

125 x 140 cm, aus SMS Vliesstoff aus PP,
Verkaufseinheit 48 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 8100000032

Patientenhemd, 3/4 Ärmeln

125 x 170 cm, aus SMS Vliesstoff aus PP,
Verkaufseinheit 36 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 8100000033

Patientenhemd, Übergrösse

110 x 180 cm, aus SMS Vliesstoff aus PP,
Verkaufseinheit 40 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 8100000035

Patientenkimono, blau

125 x 140 cm, aus SMS Vliesstoff aus PP,
Verkaufseinheit 36 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 8100000037

Patienten T-Shirt und Hose, Grösse L

75 x 130/108 x 115 cm, aus SMS Vliesstoff
aus PP, Verkaufseinheit 70 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 8100000038 &
8100000039

Besuchskleidung, Overall

Aus Spunbond Vliesstoff aus PP, Verkaufs-
einheit M 38 Stück und XL 36 Stück, unsteril

8100000038 165 x 126 cm, M

8100000039 185 x 140 cm, XL



Artikel-Nr. 8100000040

Koloskopie-Shorts

30 x 70 cm, aus SMS Vliesstoff aus PP,
Verkaufseinheit 70 Stück, unsteril




Artikel-Nr. 8100000041

Boxerhosen kurz

26 x 32 cm, aus Dacron PET,
Verkaufseinheit von 200 Stück, unsteril

Patientenbekleidung


Hauben, Socken, Überschuhe



Artikel-Nr. 8100000039

Kopfhaube, blau

26 x 26 cm, aus Spunbond Vliesstoff aus PP,
Verkaufseinheit 2000 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 8100000043

Kopfhaube, grün

28 x 28 cm, aus Spunbond Vliesstoff aus PP,
Verkaufseinheit 1000 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 8100000044

Überschuhe, antirutsch

40 x 15 cm, aus Spunbond Vliesstoff aus PP,
Verkaufseinheit 500 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 8100000045 &
8100000046

Patienten-Socken

Aus dacron PET, Verkaufseinheit XL


220 Stück und XXL 200 Stück, unsteril

8100000045 42 x 11 cm, XL

8100000046 42 x 12.5 cm, XXL

Patientendecken

Sommer- & Winterdecken



Atmungsaktiv

Die Decken zeichnen sich durch ihre hervorragende Atmungsaktivität und hohe Strapazierfähigkeit aus.

Exzellente Thermoeigenschaften


Unsere Sommer- und Wintervarianten ermöglichen einen optimalen Komfort zu jeder Jahreszeit.

Feuchtigkeitsresistent & hygienisch

Auf der Haut fühlen sie sich angenehm und weich an. Die Ränder sind entweder verschweisst oder vernäht.

Produktgruppe

Patientendecken



8100000023 «Genolier», blau, 190 x 110 cm, 225 g/m² *
VE: 30 Stück

8100000013 «Yverdon», blau, 190 x 110 cm, 245 g/m²
VE: 36 Stück

8100000014 «Bellerive», weiss, 190 x 110 cm, 145 g/m²
VE: 50 Stück

8100000024 «Yvonand», blau, 210 x 110 cm, 245 g/m²
VE: 24 Stück

8100000025 «Avenches», weiss, 190 x 110 cm, 205 g/m² *
VE: 20 Stück

8100000026 «Avenches», weiss, 110 x 110 cm, 205 g/m² *
VE: 32 Stück

8100000015 «Moudon», blau, 190 x 140 cm, 245 g/m²
VE: 24 Stück

Vakuumierte Verpackung

Die Decken sind einzeln vakuumverpackt und werden in den angegebenen Stückzahlen in einer Schachtel bereitgestellt.

Aussenmaterial

PP-Vlies 25 g/m²

Innenmaterial

Polyester-Wattenfüllung aus 100% recyceltem Material


Aufwärmen

Die Patientendecken können in einem Wärmeschränk bei Temperaturen von bis zu 70°C aufgewärmt werden.

* Diese Decken weisen nicht sämtliche der oben genannten Eigenschaften auf.


Sets

OP-Tischabdeckungs-Sets




Artikel-Nr. 2160000050 OP-Tischabdeckung, Set 5-teilig VE – 14 Sets

1200000005	Tischabdeckung, positionierbar, super absorbierend, 230 x 95 cm	1x
1200000028	Kopfkissen-Bezug, 55 g/m ² , 36 x 26 x 14 cm	1x
1200000033	Armbänkli-Bezug, 55 g/m ² , 50 x 14 x 10cm	2x
1200000039	Transfertuch, 150 x 100cm	1x



Artikel-Nr. 2160000130 OP-Tischabdeckung, Set 5-teilig VE – 16 Sets

1200000006	Tischabdeckung, antirutsch-kleband, super absorbierend, 230 x 95 cm	1x
1200000029	Kopfkissen-Bezug, 30 g/m ² , 36 x 26 x 14 cm	1x
1200000034	Armbänkli-Bezug, 30 g/m ² , 50 x 14 x 10 cm	2x
1200000039	Transfertuch, 150 x 100 cm	1x




Artikel-Nr. 2160000200 OP-Tischabdeckung, Set 5-teilig VE – 14 Sets

1200000007	Tischabdeckung, antirutsch, super absorbierend, 230 x 100 cm	1x
1200000029	Kopfkissen-Bezug, 30 g/m ² , 36 x 26 x 14 cm	1x
1200000034	Armbänkli-Bezug, 30 g/m ² , 50 x 14 x 10 cm	2x
1200000039	Transfertuch, 150 x 100 cm	1x


Sets

OP-Tischabdeckungs-Sets




Artikel-Nr. 2160000100 OP-Tischabdeckung, Set 4-teilig
VE – 20 Sets

1200000005	Tischabdeckung, positionierbar, super absorbierend, 230 x 95 cm	1x
1200000028	Kopfkissen-Bezug, 55 g/m ² , 36 x 26 x 14 cm	1x
1200000035	Armbänkli-Bezug, 55 g/m ² , 60 x 14 x 10 cm	2x



Artikel-Nr. 2160000160 OP-Tischabdeckung, Set 4-teilig
VE – 14 Sets

1200000006	Tischabdeckung, antirutsch-klebend, super absorbierend, 230 x 95 cm	1x
1200000033	Armbänkli-Bezug, 55 g/m ² , 50 x 14 x 10 cm	2x
1200000039	Transfertuch, 150 x 100 cm	1x



Artikel-Nr. 2160000210 OP-Tischabdeckung, Set 2-teilig
VE – 16 Sets

1200000007	Tischabdeckung, antirutsch, super absorbierend, 230 x 100 cm	1x
1200000039	Transfertuch, 150 x 100 cm	1x

Sets

Patienten-Sets




Artikel-Nr. 2120000090 Gastro-Set 3-teilig VE – 12 Sets

1200000022	Notfallliege-Bezug breit, 45 g/m ² , 242 x 129 cm	1x
1200000029	Kopfkissen-Bezug, 30 g/m ² , 36 x 26 x 14 cm	1x
8100000025	Patientendecke «Avenches», 190 x 110 cm	1x



Artikel-Nr. 2110000310 Patienten-Set 4-teilig VE – 14 Sets

1200000021	Notfallliege-Bezug, 45 g/m ² , 233 x 101 cm	1x
1200000030	Kopfkissen-Überzug mit Umschlag, 65 x 45 cm	1x
1200000040	Transfertuch, 75 x 100 cm	1x
8100000025	Patientendecke «Avenches», 190 x 110 cm	1x



Artikel-Nr. 2110000370 Patienten-Set 7-teilig VE – 10 Sets

1200000009	Tischabdeckung, ½Tisch, positionierbar, super absorbierend, 140 x 95 cm	1x
1200000037	Beinplatten-Bezug, 55 g/m ² , 85 x 27 x 15 cm	2x
1200000033	Armbänkli-Bezug, 55 g/m ² , 50 x 14 x 10 cm	2x
8100000026	Patientendecke «Avenches», halbe Grösse, 110 x 110 cm	2x



Artikel-Nr. 2110000450 Patienten-Set 4-teilig VE – 30 Sets

8100000037	Patienten T-Shirt und Hose, Grösse L, 75 x 130/108 x 115 cm	1x
8100000043	Kopfhaube grün, 28 x 28 cm	1x
8100000045	Patienten-Socken, Grösse XL, 42 x 11 cm	2x

Sets

OP- und Stations-Sets

Vertrauen. Qualität.
Swiss Made.

Ihr flexibles Set

Egal, ob spezielle Materialien oder exakt zusammengestellte Komponenten: **wir bei Promedical stellen medizinische Sets zusammen**, die optimal auf die Anforderungen Ihrer medizinischen Abläufe abgestimmt sind.

Set Konfiguration

1. Individuelle Beratung für Ihr perfektes Set

Unsere Experten nehmen sich Zeit, Ihre Wünsche und Bedürfnisse bis ins Detail zu verstehen. Gemeinsam erarbeiten wir die Anforderungen für Ihr Set. Dabei legen wir die Inhalte und die Packreihenfolge fest. Durch diesen engen Austausch stellen wir sicher, dass Ihr Set optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Für maximale Effizienz und besten Komfort in Ihrem Arbeitsalltag.

2. Sorgfältige Konfiguration und Prüfung für höchste Standards

Unsere Fach-Experten konfigurieren und kalkulieren Ihr Set mit grösster Sorgfalt und Präzision. Anschliessend gewährleistet das Team für Regulatory Affairs und Qualitätsmanagement die Machbarkeit und prüft, dass die anwendbaren regulatorischen Anforderungen eingehalten werden. Erst nach dieser detaillierten Prüfung und der offiziellen Freigabe durch unsere Teams ist Ihr Set bereit für die Produktion. Dieser Prozess garantiert Ihnen höchste Qualität und absolute Zuverlässigkeit und das in jedem einzelnen Schritt.

3. Perfekte Abstimmung vor der Produktion

Bevor Ihr Set in die endgültige Produktion geht, erhalten Sie auf Wunsch ein unsteriles Muster zur Überprüfung. Für den Praxistest stellen wir Ihnen bei Bedarf auch sterile Muster zur Verfügung. Sollten Anpassungen oder Ergänzungen erforderlich sein, können diese jederzeit unkompliziert umgesetzt werden. Unser erfahrenes Team begleitet Sie gern beim Praxistest und schult Ihr Team umfassend. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass Ihr Set optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Dadurch stellen wir einen reibungslosen Einsatz in der Praxis sicher.


4. Effizienter Produktionsstart und schnelle Verfügbarkeit

Nachdem Sie Ihre endgültige Freigabe gegeben haben, beginnt die Produktion Ihres Sets. Die Erstproduktion wird so geplant, dass sie den Dreimonatsbedarf abdeckt und auf Lager gehalten wird. Dadurch können wir sicherstellen, dass Ihre Produkte jederzeit verfügbar sind und innerhalb von maximal 48 Stunden geliefert werden können. Dieser durchdachte und strukturierte Ablauf garantiert Ihnen ein perfekt zugeschnittenes Set, das nicht nur Ihre Anforderungen erfüllt, sondern auch jederzeit zuverlässig bereitsteht.



Gurte


Gurte für Körper, Bein & Arm



Artikel-Nr. 415NG702

Körpertasche «Maloya»


76 x 10 (2x) cm, aus PES Polyester,
Verkaufseinheit 50 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 415NG705

Körpertasche


225 x 10 cm, aus PES Polyester,
Verkaufseinheit 75 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 415NG710

Beintasche


150 x 10 cm, aus PES Polyester, V
erkaufseinheit 100 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 415NG715

Beintasche premium


150 x 10 cm, aus PES Polyester,
Verkaufseinheit 100 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 415NG730

Arm-Riemchen

64 x 7 cm, aus PES Polyester,
Verkaufseinheit 350 Stück, unsteril



Artikel-Nr. 415NG735

Arm-Riemchen premium

64 x 7 cm, aus PES Polyester,
Verkaufseinheit 350 Stück, unsteril

Rollbrett Zubehör

Bezüge & Halterungen



Die Einweg-Bezüge für Rollbretter sind gleitfähig und transparent. Die perforierten Schnittstellen ermöglichen ein schnelles und einfaches Abtrennen einzelner Stücke von der Rolle.

413NU680	200 x 60cm, für Rollbrett, faltbar, zu 413NU600 1 Rolle à 100 Stück
413NU681	100 x 60cm, für Rollbrett Mini/Minigyn, zu 413NU601 1 Rolle à 200 Stück
413NU682	135 x 60cm, für Rollbrett Mini/Minigyn, zu 413NU601 1 Rolle à 150 Stück



Artikel-Nr. 413NU688

Wandhalterung (Mehrweg)

Spender mit integrierter Rolle zur effizienten Aufbewahrung und Nutzung der Einweg-Bezüge für Rollbretter.



Artikel-Nr. 413NU689

Wandhalterung (Mehrweg)

Edelstahl-Wandhalterung für die Einweg-Bezüge zu Rollbrettern mit Distanzunterlagen zur Wand, um eine einfache Desinfektion zu ermöglichen.

Blutsperrren

mit CPC Männlich



PVC & Silikon

Je nach Variante ist ein Schlauch aus PVC oder Silikon angebracht, latexfrei

Inklusive Unterpolsterung

Bei jeder Blutsperrre ist eine hautfreundliche Unterpolsterung enthalten

CPC Männlich

Adapter für alle Geräte

Einwegblutsperrren mit CPC Verschluss Männlich

Die Blutsperrren sind in sieben verschiedenen Grössen verfügbar und anhand einer praktischen Farbkodierung leicht voneinander zu unterscheiden. Jede Manschette ist mit einem 150 cm langen Schlauch ausgestattet, der mit einem CPC-Anschluss versehen ist. Um eine flexible Nutzung zu ermöglichen, bieten wir sterilisierbare Anschlussverlängerungen an, beispielsweise mit Luer-Lock-Anschlüssen in männlicher und weiblicher Ausführung.

1190000001	20,5 x 5cm, gerade, Silikon-Schlauch, transparent Verkaufseinheit – 40 Stück	
1190000003	30,2 x 7,5cm, gerade, Silikon-Schlauch, blau Verkaufseinheit – 30 Stück	
1190000006	38 x 10,5cm, gerade, Silikon-Schlauch, blau Verkaufseinheit – 60 Stück	
1190000009	50 x 10,5cm, gerade, Silikon-Schlauch, blau Verkaufseinheit – 60 Stück	
1190000013	76 x 10,5cm, gerade, Silikon-Schlauch, blau Verkaufseinheit – 48 Stück	
1190000018	86,5 x 12cm, gerade, Silikon-Schlauch, blau Verkaufseinheit – 48 Stück	
1190000016	86,5 x 12cm, konisch, PVC-Schlauch, transparent Verkaufseinheit – 48 Stück	
1190000020	111,5 x 13,5cm, konisch, PVC-Schlauch, transparent Verkaufseinheit – 48 Stück	

Produktgruppe Blutsperrren

Männlich



Blutsperrren

mit Luer-Lock Weiblich

Produktegruppe Blutsperrren

Weiblich



Silikon blau

Blauer Schlauch aus Silikon angebracht, latexfrei

Inklusive Unterpolsterung

Bei jeder Blutsperrre ist eine hautfreundliche Unterpolsterung enthalten

Luer-Lock Weiblich

Konnektoren erhältlich


Einwegblutsperrren mit Luer-Lock Anschluss Weiblich

Die Blutsperrren sind in sechs verschiedenen Grössen verfügbar und anhand einer praktischen Farbkodierung leicht voneinander zu unterscheiden. Jede Manschette ist mit einem 150 cm langen Schlauch für einen Luer-Lock Anschluss ausgestattet. Um eine flexible Nutzung zu ermöglichen, bieten wir sterilisierbare Anschlussverlängerungen an.

1190000004	30,2 x 7,5cm, gerade, Silikon-Schlauch, blau Verkaufseinheit – 30 Stück	
1190000007	38 x 10,5cm, gerade, Silikon-Schlauch, blau Verkaufseinheit – 60 Stück	
1190000010	50 x 10,5cm, gerade, Silikon-Schlauch, blau Verkaufseinheit – 60 Stück	
1190000014	76,5 x 10,5cm, gerade, Silikon-Schlauch, blau Verkaufseinheit – 48 Stück	
1190000017	86,5 x 12cm, gerade, Silikon-Schlauch, blau Verkaufseinheit – 48 Stück	
1190000021	111,5 x 13,5cm, gerade, Silikon-Schlauch, blau Verkaufseinheit – 48 Stück	

Blutsperrren

mit zwei Leitungen



PVC-Schlauch

Latexfreier PVC-Schlauch
mit zwei Leitungen

Inklusive Unterpolsterung

Bei jeder Blutsperrre
ist eine hautfreundliche
Unterpolsterung enthalten

2x CPC

Anschluss Männlich

Konnektoren für alle Luer-Lock
weiblich und männlich erhältlich

Produktgruppe Blutsperrren

2 Leitungen



Einwegblutsperrren mit CPC Männlich und zwei Leitungen

Die Blutsperrren sind in sieben verschiedenen Grössen verfügbar und anhand einer praktischen Farbkodierung leicht voneinander zu unterscheiden. Jede Manschette ist mit zwei 75 cm langen Schläuchen für einen CPC Anschluss ausgestattet. Um eine flexible Nutzung zu ermöglichen, bieten wir sterilisierbare Anschlussverlängerungen an, beispielsweise mit Luer-Lock-Anschlüssen in männlicher und weiblicher Ausführung.

1190000002	20,5 x 5cm, gerade, PVC-Schlauch, transparent Verkaufseinheit – 40 Stück	
1190000005	30,2 x 7,5cm, gerade, PVC-Schlauch, transparent Verkaufseinheit – 30 Stück	
1190000008	38 x 10,5cm, gerade, PVC-Schlauch, transparent Verkaufseinheit – 60 Stück	
1190000011	50 x 10,5cm, gerade, PVC-Schlauch, transparent Verkaufseinheit – 60 Stück	
1190000015	76,5 x 10,5cm, gerade, PVC-Schlauch, transparent Verkaufseinheit – 48 Stück	
1190000019	86,5 x 13cm, gerade, PVC-Schlauch, transparent Verkaufseinheit – 48 Stück	
1190000022	107 x 13cm, gerade, PVC-Schlauch, transparent Verkaufseinheit – 48 Stück	

Blutsperrern

mit zwei Leitungen und Doppelkammer

Produktegruppe Blutsperrern

2 Leitungen und Doppel- kammer



PVC-Schlauch

Latexfreier PVC-Schlauch
mit zwei Leitungen

Inklusive Unterpolsterung

Bei jeder Blutsperrern
ist eine hautfreundliche
Unterpolsterung enthalten

CPC Schnellverschluss Männlich

Konnektoren für alle Luer-Lock
weiblich und männlich erhältlich



Einwegblutsperrern mit CPC Männlich und zwei Leitungen und Doppelkammer

Die Blutsperrern ist in einer Grösse verfügbar. Jede Manschette ist mit zwei 75 cm langen Schläuchen für einen CPC Anschluss ausgestattet. Um eine flexible Nutzung zu ermöglichen, bieten wir sterilisierbare Anschlussverlängerungen an, beispielsweise mit -Luer-Lock-Anschlüssen in männlicher und weiblicher Ausführung.

1190000012

50 x 14cm, gerade, PVC-Schlauch, transparent

Verkaufseinheit – 60 Stück

Blutsperrren

Verlängerungen



Artikel-Nr. 1190000023

Verlängerung

Konnektoren CPC weiblich /
Luer-Lock männlich



Artikel-Nr. 1190000024

Verlängerung

Konnektoren CPC weiblich /
Luer-Lock weiblich



Artikel-Nr. 1190000025

Verlängerung

Luer-Lock männlich /
Luer-Lock männlich

Blutsperrern



Manschetten-Schutzfolien

Artikel-Nr. 1190000028

Manschetten-Schutzfolie L

Eine effektive Lösung zur Flüssigkeitsabdichtung und zum Schutz vor Verunreinigungen. Die Schutzfolie ist speziell für den einmaligen Gebrauch geeignet und besteht aus einem latexfreien Material.

Mit einer Grösse von 58 x 58 cm und einer Öffnung von 12 x 16 cm ist sie in Verkaufseinheiten von 260 Stück erhältlich.



Artikel-Nr. 1190000026

Manschetten-Schutzfolie S

44 x 44 cm, mit Öffnung 5 x 5 cm,
Verkaufseinheit 520 Stück, latexfrei

Artikel-Nr. 1190000027

Manschetten-Schutzfolie M

44 x 44 cm, mit Öffnung 7 x 10 cm,
Verkaufseinheit 520 Stück, latexfrei

Schutzbekleidung

Schutzkittel

Artikel-Nr. 8100000029

Einweg-Schutzkittel

Verkaufseinheit:


225 Stück pro Karton

Einweg-Schutzkittel

Der Schutzkittel in Einheitsgrösse bietet einen vollständigen Schutz gegen Keimpenetration und ist ideal geeignet für den Einsatz in Isolierstationen, Intensivstationen, Notaufnahmen sowie bei Vorsichtsmassnahmen im Patientenkontakt und bei aerogenen Infektionen.

Material und Anwendung

Aus einem undurchlässigen Polyethylenmaterial und wird er über den Kopf angezogen. Ausgestattet mit Daumenschlaufen. Jeder Kittel ist einzeln gefaltet und hygienisch in einem Beutel verpackt.



Schutzbekleidung

Schutzkittel

Artikel-Nr. 8100000034

Einweg-Schutzkittel

Verkaufseinheit:

80 Stück pro Karton

Der wasserabweisende Schutzkittel in Einheitsgrösse ist aus gelbem Polypropylen gefertigt und bietet effektiven Schutz in verschiedenen medizinischen und industriellen Umgebungen.

Material und Anwendung

Ausgestattet mit praktischen Bindebändern an Taille und Hals gewährleistet er eine individuelle Anpassung und sicheren Halt. Die elastischen Enden an den Ärmeln sorgen für einen festen Sitz am Handgelenk. Dank seiner atmungsaktiven Eigenschaften bietet dieser Kittel einen hohen Tragekomfort und eine vollständige Abdeckung.



Besucherbekleidung

Overall

Besucherooverall

Einweg



Artikel-Nr. 8100000038, M &
8100000038, L

Verkaufseinheiten

Grösse M, 38 Stück pro Karton

Grösse XL, 36 Stück pro Karton

Der wasserabweisende Besucheroverall bietet umfassenden Schutz und bedeckt den gesamten Körper, einschliesslich des Schuhwerks. Was ihn ideal für den Einsatz in verschiedensten Umgebungen macht.

Material und Anwendung

Die weissen Abschlussmanschetten an den Handgelenken sorgen für zusätzlichen Schutz und sicheren Sitz. Dieser Overall ist in den Grössen M (165 x 126 cm) und XL (185 x 140 cm) erhältlich. Gefertigt aus atmungsaktivem, blauem Polypropylen-Vliesstoff, gewährleistet der Overall hohen Tragekomfort.

Promedical AG

Bleichstrasse 65
8750 Glarus

+41 55 645 50 00
info@promedical.ch
www.nizell.ch

nizell.ch