
Notfall

Sortiment

Version 5

nizell.ch - eine Marke der Promedical AG
Notfall Sortiment

Promedical AG
Bleichstrasse 65
8750 Glarus

+41 55 645 50 00
info@promedical.ch
www.nizell.ch

nizell.ch

Notfall

Inhalt

Notfall Hebetücher
Seite 03

Notfall Matratzenbezüge
Seite 04

Kopfkissenbezüge
Seite 05

Patientendecken
Seite 06

Infusionsset
Seite 08

Schienen
Seite 09

	Tragfähigkeit
	Saugfähigkeit
	Antirutsch
	Wasserfest

Im Ernstfall zählt jede Sekunde. Deshalb bieten wir Ihnen Produkte, die genau das tun, was sie sollen – schlicht und effektiv. Ob im Set oder einzeln, bei Promedical finden Sie alles, was Sie für professionelle Notfalleinsätze benötigen. Unsere hochwertigen Produkte überzeugen durch Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Notfall Hebetuch

Notfall-Material



Notfall Hebetuch - antirutsch/superabsorbierend

1200000017

Notfall Hebetuch mit Antirutsch-Fläche und einer Tragfähigkeit von bis zu 180kg. Die integrierte Saugzone überzeugt durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und ein Aufnahmevolumen von bis zu 5 Litern.

Info:

Einweg
Antirutsch
Wasserfest
Tragfähigkeit 180 kg
Saugfähigkeit 5 l/m²
Grösse 220 x 100cm
14 Stk/ Karton



Inhalt:

Notfall Hebetuch



Notfall Hebetuch - superabsorbierend

1200000018

Die integrierte Saugzone überzeugt durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und ein Aufnahmevolumen von bis zu 5 Litern.

Info:

Einweg
Wasserfest
Saugfähigkeit 5 l/m²
Grösse 220 x 100cm
14 Stk/ Karton



Inhalt:

Notfall Hebetuch



Notfall Hebetuch - standard

1200000019

Notfall Hebetuch mit einer Tragfähigkeit von bis zu 180kg.

Info:

Einweg
Wasserfest
Tragfähigkeit 180 kg
Grösse 220 x 150cm
30 Stk/ Karton



Inhalt:

Notfall Hebetuch

Notfall Matratzenbezug

Notfall-Material



Notfall Matratzenbezug

1200000021

Der Notfall-Matratzenbezug besteht aus einem stabilen, wasserfesten Material. Er passt auf alle Notfall-Liegen, schützt zuverlässig vor Verunreinigungen und dient als Abdeckung. Ein Gummizug an den Ecken sorgt für einen sicheren Halt. Der Bezug 1200000021 ist sowohl für den therapeutischen Bereich als auch für Tageskliniken geeignet.

Info:

Einweg

Wasserfest

Grösse 223 x 91cm

40 Stk/ Karton



Inhalt:

Matratzenbezug

Gummizug zur Befestigung an den Ecken



Notfall Matratzenbezug

1200000022

Der Notfall-Matratzenbezug besteht aus einem stabilen, wasserfesten Material. Er passt auf alle Notfall-Liegen, schützt zuverlässig vor Verunreinigungen und dient als Abdeckung. Die elastischen Ränder gewährleisten einen sicheren Halt, was ihn besonders für den therapeutischen Bereich geeignet macht.

Info:

Einweg

Wasserfest

Grösse 242 x 129cm

26 Stk/ Karton



Inhalt:

Matratzenbezug

Gummizug zur Befestigung rundherum



Notfall Matratzenbezug

1200000023

Der Notfall-Matratzenbezug besteht aus robustem, wasserabstossendem Material. Er passt auf alle Notfall-Liegen, schützt zuverlässig vor Verunreinigungen und dient als Abdeckung. Ein Gummizug an den Ecken sorgt für einen sicheren Halt. Der Bezug 1200000023 ist sowohl für den therapeutischen Bereich als auch für Tageskliniken geeignet.

Info:

Einweg

Wasserabstossend

Grösse 223 x 91 cm

46 Stk/ Karton




Inhalt:

Matratzenbezug

Gummizug zur Befestigung an den Ecken

Kopfkissenbezüge

Notfall-Material



Kopfkissenbezug

1200000030

Der Kopfkissen-Bezug „Simple“ ist eine Einwegabdeckung mit Einschlag. Er besteht aus wasserfestem, atmungsaktivem Material, das sich angenehm auf der Haut anfühlt. Der Bezug ist für alle Kopfkissen im Notfallbereich geeignet, bietet zuverlässig Schutz vor Verunreinigungen und ermöglicht eine hygienische Behandlung des Patienten.

Weitere Kopfkissen-Bezüge:

- | | |
|------------|--|
| 1200000025 | Kopfkissenbezug, Einweg, 55 x 42cm, 55g, 200 Stk/Karton |
| 1200000026 | Kopfkissenbezug, Einweg, 55 x 42cm, 30g, 300 Stk/Karton |
| 1200000028 | Kopfkissenbezug, Einweg, 35 x 25 x 11cm, 55g, 250 Stk/Karton |
| 1200000029 | Kopfkissenbezug, Einweg, 35 x 25 x 11cm, 30g, 300 Stk/Karton |




Info:

Einweg
Wasserfest
Atmungsaktiv
Grösse 65 x 45 cm
200 Stk / Karton

Patientendecken

Notfall-Material




Patientendecke „Avenches“ - 190 x 110 cm

8100000025

Die Patientendecke „Avenches“ in Weiss ist atmungsaktiv, strapazierfähig, saugfähig, feuchtigkeitsresistent und überzeugt durch gute Thermoeigenschaften. Sie fühlt sich angenehm weich an. Die Einwegdecke hat eine Grösse von 190 x 110 cm und ein Gewicht von **205 g/m²**.

CE Ⓢ




Patientendecke „Avenches“ - 110 x 110 cm

8100000026

Die Patientendecke „Avenches“ in Weiss ist atmungsaktiv, strapazierfähig, saugfähig, feuchtigkeitsresistent und bietet gute Thermoeigenschaften. Sie fühlt sich angenehm weich an. Die Einwegdecke hat eine Grösse von 110 x 110 cm und ein Gewicht von **205 g/m²**.

CE Ⓢ




Patientendecke „Yverdon“ - 190 x 110 cm

8100000013

Die **Winter**-Patientendecke „Yverdon“ in Blau ist atmungsaktiv, strapazierfähig, saugfähig, feuchtigkeitsresistent und zeichnet sich durch gute Thermoeigenschaften aus. Sie fühlt sich angenehm weich an. Zur Gewährleistung der Hygiene sind die Decken **einzelvakuumverpackt**. Das **Innenmaterial** besteht aus recyceltem PE. Die Einwegdecke hat eine Grösse von 190 x 110 cm und ein Gewicht von **245 g/m²**.

CE Ⓢ



Patientendecke „Bellerive“ - 190 x 110 cm


8100000014

Die **Sommer**-Patientendecke „Bellerive“ in Weiss ist atmungsaktiv, strapazierfähig, saugfähig, feuchtigkeitsresistent und bietet gute Thermoeigenschaften. Sie fühlt sich angenehm weich an. Zur Sicherstellung der Hygiene sind die Decken **einzelvakuumverpackt**. Das **Innenmaterial** besteht aus recyceltem PE. Die Einwegdecke hat eine Grösse von 190 x 110 cm und ein Gewicht von **145 g/m²**.

CE Ⓢ

Patientendecken


Notfall-Material



Patientendecke „Yvonand“ - 210 x 110 cm

8100000024


Die **Winter**-Patientendecke „Yvonand“ in Blau ist atmungsaktiv, strapazierfähig, saugfähig, feuchtigkeitsresistent und zeichnet sich durch gute Thermoeigenschaften aus. Sie fühlt sich angenehm weich an. Zur Sicherstellung der Hygiene sind die Decken **einzelvakuumpack**. Das **Innenmaterial** besteht aus recyceltem PE. Die Einwegdecke hat eine Grösse von 210 x 110 cm und ein Gewicht von **245 g/m²**.



Patientendecke „Moudon“ - 190 x 140 cm

8100000015


Die **Winter**-Patientendecke „Moudon“ in Blau ist atmungsaktiv, strapazierfähig, saugfähig, feuchtigkeitsresistent und überzeugt durch gute Thermoeigenschaften. Sie fühlt sich angenehm weich an. Zur Sicherstellung der Hygiene sind die Decken **einzelvakuumpack**. Das **Innenmaterial** besteht aus recyceltem PE. Die Einwegdecke hat eine Grösse von 190 x 140 cm und ein Gewicht von **245 g/m²**.



Patientendecke „Matran“ - 210 x 140 cm

8100000017

Die **Winter**-Patientendecke „Matran“ in Weiss ist atmungsaktiv, strapazierfähig, saugfähig, feuchtigkeitsresistent und überzeugt durch gute Thermoeigenschaften. Sie fühlt sich angenehm weich an. Zur Sicherstellung der Hygiene sind die Decken **einzelvakuumpack**. Das **Innenmaterial** besteht aus recyceltem PE. Die Einwegdecke hat eine Grösse von 210 x 140 cm und ein Gewicht von **245 g/m²**.




Patientendecke „Romont“ - 235 x 140 cm

8100000027

Die **Sommer**-Patientendecke „Romont“ in Blau ist atmungsaktiv, strapazierfähig, saugfähig, feuchtigkeitsresistent und bietet ausgezeichnete Thermoeigenschaften. Sie fühlt sich angenehm weich an. Zur Sicherstellung der Hygiene sind die Decken **einzelvakuumpack**. Das **Innenmaterial** besteht aus recyceltem PE. Die Einwegdecke hat eine Grösse von 235 x 140 cm und ein Gewicht von **145 g/m²**.





Perfuset „Zürich“

6100000007

Das sterile Infusions-Set hat eine Länge von 200 cm und ist mit einer Tropfkammer mit 15-µm-Partikelfilter, einem Rückschlagventil, einem Dreiweghahn sowie einer knickarmen **15-cm-Verlängerung** ausgestattet. Das Perfuset besteht aus „**PVC no DEHP**“ und verfügt über die integrierten Funktionen Airstop und Primestop.


CE 0051

Info:

Steril
Einweg
Länge 200cm
100 Stk/ Karton
PVC no dehp

Inhalt:

1 Tropfkammer
1 Rückschlagventil
1 Dreiweghahn
1 knickarme Verlängerung



Perfuset „Bern“

6100000004

Das sterile Infusions-Set hat eine Länge von 200 cm und ist mit einer Tropfkammer mit 15-µm-Partikelfilter, einem Rückschlagventil, einem Dreiweghahn sowie einer knickarmen **20-cm-Verlängerung** ausgestattet. Das Perfuset besteht aus **PVC**.

CE 0051

Info:


Steril
Einweg
Länge 200cm
100 Stk/ Karton
PVC

Inhalt:

1 Tropfkammer
1 Rückschlagventil
1 Dreiweghahn
1 knickarme Verlängerung

Beinschiene & Beinschienen-Überzug

Notfall-Lagerung



Beinschiene „St. Moritz“

411NW462

Die Beinschiene „St. Moritz“ ist 75 cm lang, verfügt über ein verstärktes Fussteil und ist für Erwachsene geeignet. Die Schaumstoffschiene kann ideal mit dem Beinschienen-Überzug „St. Moritz“ kombiniert werden.



Info:

Mehrweg

Länge 75cm

Schaumstoff

Inhalt:

1 Beinlagerungsschiene


Arm- und Beinschiene

Notfall-Lagerung




Artikel-Nr. 411NW450

Beinlagerungsschiene St. Moritz für Erwachsene, 850x300x330/150mm aus mehrfach beschichtetem Schaumstoff, mit verstärktem Fussteil



Artikel-Nr. 411NW452

Beinlagerungsschiene St. Moritz für Erwachsene 750x300x330/150mm, aus mehrfach beschichtetem Schaumstoff, mit verstärktem Fussteil



Artikel-Nr. 411NW459


Beinlagerungsschiene St. Moritz für Kinder 500mm, aus mehrfach beschichtetem Schaumstoff mit Holzspanplatte hinter dem Fuss



Artikel-Nr. 411NW476

Chirurgie-Beinhochlagerungsschiene „Töss“

720 x 270 x 495/200, aus mehrfach beschichtetem Schaumstoff, Kanten leicht abgerundet




Armschiene

Aus mehrfach beschichtetem Schaumstoff für Vorderarmfrakturen

411NW350 Erwachsene

411NW351 Kinder



Artikel-Nr. 411NW360

Armschiene

aus mehrfach beschichtetem Schaumstoff für Oberarm-/Ellbogenfrakturen.



Willkommen bei der Promedical AG

Ihrem zuverlässigen Partner für Sets seit 1994

Mit unserem **Hauptsitz im idyllischen Glarus**, streben wir stets nach höchster Qualität und Effizienz. Unser Fokus liegt auf OP- und Stations-Sets, die optimal auf die Anforderungen Ihrer medizinischen Abläufe abgestimmt sind und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Unterstützt von einem engagierten Team aus 20 Produktionsmitarbeitern und einem umfangreichen Sortiment an medizinischen Verbrauchsgütern, sind wir optimal aufgestellt, um die Bedürfnisse unserer Kunden durch besondere Flexibilität und Reaktionsfähigkeit nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Unsere langjährige Erfahrung und unser **hoher Qualitätsanspruch** machen uns zu einem verlässlichen Partner im Gesundheitswesen.

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der medizinischen Versorgung konfigurieren.

Nizell - eine Marke der Promedical AG

Eine bewusste Wahl für Qualität, langjährige Erfahrung und Schweizer Handarbeit

Nizell ist die führende Marke für die Herstellung hochwertiger Polsterungen, Stützen und Positionierungsmaterialien, die in **Schweizer Handarbeit** gefertigt werden. Mit grösstem Fokus auf Qualität und Effizienz sorgt unser Team dafür, dass alle notwendigen Produkte für eine optimale OP-Lagerung bereitgestellt werden. Neben den Mehrweg-Artikeln bieten wir auch Einwegprodukte wie unsterile Abdeckungen für OP-Tische an, um unser Sortiment abzurunden. Dank strenger Qualitätskontrollen und eines optimierten Produktionsprozesses erfüllen Nizell-Produkte höchste Anforderungen, wodurch sie zu einer idealen Umgebung im Operationssaal beitragen.



