

Stockage OP NY

2022

nizell.ch
Stockage OP NY
Version 5.0

Nizell Medical GmbH
Seestrasse 9a
CH-6424 Lauerz

nizell.ch
we care for hospitals

T +41 41 811 20 00
info@nizell.ch
www.nizell.ch

Stockage OP

NY

Contenu

„Tout ce qui entoure la table d'opération“.

Découvrez nos produits en acier ou en aluminium dans ce catalogue. Nous serons heureux de fournir de nouveaux rembourrages pour vos tables d'opération „professionnellement selon MDR 2020“, „Swiss Made“ dans les meilleurs délais

Nos experts du service extérieur ont également des tables de traitement et d'opération dans leur portefeuille et se feront un plaisir de vous conseiller à tout moment.

Vous êtes intéressé, alors écrivez-nous un e-mail ou appelez-nous
- info@nizell.ch - 041 811 20 00

Repose-jambes américains

Page 03

Orthopédie attelles chirurgicales pour les jambes

Page 04

Dispositif de support de bras

Page 05

Supports de bras

Page 06

Tables de chirurgie de la main

Page 07

Support à perfusion & fiche d'anesthésie

Page 08

Supports

Page 09

Aides au stockage

Page 10

Accessoires

Page 11

Nizell Medical GmbH

Seestrasse 9a
6424 Lauerz

Repose-jambes américains

Stockage OP



Supports de jambes américains

Vous recherchez des supports de jambes américains pour le positionnement de vos patients ? Alors vous êtes à la bonne adresse chez Nizell Medical. Jusqu'à quatre types différents peuvent vous être présentés par nos spécialistes du service extérieur.

Coussins de remplacement

Nous pouvons vous fournir des repose-jambes américains ainsi que les coussins de protections correspondants. Nos tampons de remplacement sont souples, durables et solidement renforcés. Nous fournissons les tampons pour toutes les versions.



Numéro d'article NY 495

Chariot pour repose-jambes pour Repose-jambes américains

Pour un rangement facile des appuis-jambes



Numéro d'article NY 420

Repose-jambes „Yellofins“ jaune

Hydraulique à une main
opération (poids du patient jusqu'à
227 kg) tige longue (au-dessus du
genou), Utilisation avec double poig-
née, bride plate



Numéro d'article NY 423

Repose-jambes „Platinum“ blanc

Hydraulique à une main
opération, tige courte, bride plate

Attelles chirurgicales orthopédiques pour les jambes

Attelles de jambe et de genou



Numéro d'article NY 400

Porte-jambes „Schaffhausen

Réglable en peropérateur dans toutes les directions



Numéro d'article NY 402

Porte-jambes „Biel

Avec manivelle pour une manipulation facile



Numéro d'article NY 403

Appui-jambes „Grenchen

Avec charnières et bande velcro



Numéro d'article NY 412

Support jambe/genou „LegholderRX“.

Pour différentes positions de flexion du genou Taille : 42 x 22 x 12 cm



Numéro d'article NY 430

Porte-jambes „Uznach

Pour le positionnement d'une jambe en dehors de la table d'opération, avec deux porte attelles universels.



Numéro d'article NY 414

Unité de positionnement du genou „Maquet

Avec réglage motorisé de la hauteur, y compris pince et pédale de commande, adaptable à différentes longueurs de jambes.



Numéro d'article NY 415

Rouleau de genou „Chasseral

Avec tige en acier inoxydable, fraisée, rouleau souple en cuir artificiel de 9 cm de diamètre et 27 cm de longueur, radiotransparent.

Service après-vente et réparation. Pièces de rechange disponibles.

Dispositif de soutien du bras

Support de bras



Numéro d'article NY 300-1

Dispositif de soutien du bras „Solothurn

Avec bras articulés Fisso et fixation rapide centrale ergonomique, rayon d'action de 700 mm à partir du centre de la boule, support de rail, coussin thermoactif et sangle en simili cuir avec bouton-poussoir.



Numéro d'article NY 301-1

Dispositif de support de bras „Solothurn“ avec colonne

Avec bras articulés Fisso et fixation rapide centrale, rayon d'action 700 mm à partir du centre de la boule, avec colonne (pour bloc de positionnement radial), coussin thermoactif et sangle en simili cuir avec bouton-poussoir.




Numéro d'article NY 304

Dispositif de soutien du bras „Baden

Avec bras articulés Fisso et fixation rapide centrale, rayon d'action 500 mm du centre de la boule. Version allégée avec des bras articulés plus courts. Support de rail, coussin thermoactif et sangles en simili cuir.


Support de bras & tables de coudes



Numéro d'article NY 310

Porte-bras „Neuchâtel


Acrylique transparent, hauteur 30 cm, largeur 23 cm, support de rail universel



Numéro d'article NY 311

Porte-bras „Petit-fils

En aluminium anodisé, hauteur 30 cm, largeur 23 cm, support de rail universel



Numéro d'article NY 312

Support de bras „Grandson“ court

Réglage simple de la hauteur, aluminium anodisé, deux supports de rail, deux vis de fixation chacun, plaque 20,4 cm x 23 cm



Numéro d'article NY 330

Table à coude „Celerina“ courte

Taille 25 x 25 x 8 cm, avec deux supports de rail universels et coussin en similicuir (hauteur 8 cm)



Numéro d'article NY 331

Table à coude „Celerina“ longue

Taille 31 x 25 x 8 cm, avec deux supports de rail universels et coussin en similicuir (hauteur 8 cm)

Tables de chirurgie de la main


Supports de bras

Numéro d'article

NY 321


Table à bras „Silvaplana

La table à bras Silvaplana a une longueur de 70 cm et une largeur de 35 cm. Il est doté d'un coussin en Simili cuir avec des attaches Velcro, de deux longues vis en étoile et de deux supports de rail universels intégrés.



Support de perfusion et feuille d'anesthésie

Anesthésie



Numéro d'article

NY 600

Stand d'infusion „Maquet

Pour la table d'opération „Maquet“ 1009.01C0, tige verticale réglable en hauteur de 800 à 1500 mm, y compris l'attache de l'articulation



Numéro d'article

NY 611

Arc d'anesthésie „Schaerer

Arc d'anesthésie 90°323, avec articulation centrale, deux pinces



Numéro d'article

NY 613

Arc d'anesthésie „Schaerer

Arc d'anesthésie 90635 rigide avec deux tiges d'extension de 350 mm chacune, deux pinces

Supports

Page, appuis-tête et appuis-épaules



Numéro d'article

NY 100

Soutien de Pageboy „Montana

Support d'enfant „Montana“, avec support articulaire Fisso, avec support dorsal long de 30 cm, rembourrage thermo-actif



Numéro d'article

NY 109

Appui-tête/épaule „Piotta

Epaulières „Piotta“ pour appui incliné de Trendelenburg, rembourrage thermoactif, revêtement PU bleu imperméable, avec rails de guidage en métal, y compris plaques de support métalliques à enfoncer. Convient au support d'épaule Maquet 1002.19C0 ou au support d'articulation NY 094 Fisso.

Aides au stockage

Divers



Numéro d'article

NY 416

Rouleau de soutien „Jaun

Rouleau de positionnement „Jaun“ avec bras articulés. Fisso et fixation rapide centrale en acier inoxydable, Avec support de rail universel et vis à pendule, rouleau souple en cuir artificiel de 9 cm de diamètre, radio transparent, coutures collées.



Numéro d'article

NY 200

Calotte de tête „Morcote

Calotte de tête „Morcote“ avec sangle de tête et fermeture Velcro, avec support de rail et compartiments de fixation pour le support de tuyau.

Accessoires

Support de rail



Numéro d'article NY 520 L
Support de rail gauche „Schwyz
Support de rail gauche pour les appuis
jambes Yellofins



Numéro d'article NY 520 R
Support de rail droit „Schwyz
Support de rail droit pour les appuis jambes
Yellofins



Numéro d'article NY 522
Support de rail „Morschach
pour la fixation de pages et d'épau-
lières avec des montages carrés



Numéro d'article NY 530
Libération rapide universelle
Support de rail



Numéro d'article NY 540
Support de rail „Aellen
Support de rail pour les supports de
jambes Yellofins



Numéro d'article NY 525
Pièce intermédiaire „Goldau
Pièce intermédiaire pour
Supports de jambes Yellofins



Numéro d'article NY 590
Vis du pendule
Vis de pendule en acier inoxydable,
filetage M10.

Accessoires

Réglage radial et pinces standard



Numéro d'article NY 500

Bloc de réglage radial „Maquet

Bloc de réglage radial 1003.23C0 pour diamètre du pied 16-18 mm.



Numéro d'article NY 507

Pince radiale Schaerer

Pince pivotante



Numéro d'article NY 510

Bloc de réglage radial Trumpf

Bloc de réglage radial 1'218'804



Numéro d'article NY 518

Bloc de réglage radial „Morgarten

Avec pendule et vis de serrage
Support pour Ø 16-20 mm



Numéro d'article NY 545

Bloc de réglage radial Steris

Accessoires

Support de tuyau et plaque de tuyau



Numéro d'article

NY 640

Porte-tuyau „Fisso“

Porte-flexible „Fisso“ avec bras articulé breveté et vis de fixation centrale.



Numéro d'article

NY 640-9

Plaque universelle pour tuyaux

Plaque universelle pour le support de tuyau „Fisso“ NY 640 avec différents diamètres.



Numéro d'article

NY 641

Porte-tuyau „Fisso“ avec base à vis, collier de serrage à 2 volets

Porte-tuyau „Fisso“ avec base à vis, double serrage, bras articulé avec vis de fixation centrale.

Accessoires

Rouleau d'essai à froid



Numéro d'article

NY 630

Rouleau d'essai à froid „Oerlikon“ avec manche long

Rouleau de test à froid „Oerlikon“ avec long manche, pour le test de niveau de l'anesthésie régionale, en acier inoxydable et aluminium anodisé.



Numéro d'article

NY 631

Rouleau d'essai à froid „Arbon“ avec œillet

Rouleau d'essai à froid „Arbon“ avec œillet, pour l'essai de niveau de la anesthésie, en acier inoxydable et aluminium anodisé.