
Tourniquets jetables

2022

nizell.ch
Tourniquets jetables
Version 2.0

Nizell Medical GmbH
Seestrasse 9a
CH-6424 Lauerz

Tourniquets jetables

Contenu

Tourniquets jetables

Page 03

Tourniquets jetables accessoires

Page 07

DTS-3000 & Stand

Page 08

Nizell Medical GmbH

Seestrasse 9a
6424 Lauerz

Tourniquets jetables

Tourniquets avec connexion CPC mâle

Le garrot est un dispositif destiné à interrompre la circulation du sang dans un membre — membre supérieur ou membre inférieur — en comprimant les vaisseaux sanguins contre les os par un serrage périphérique.

PVC transparent et silicone bleu

Selon la variante, un tube en PVC ou en silicone, sans latex.

Protection incluse


Chaque garrot est livré avec un rembourrage accommodant à la peau.

CPC mâle

Adapté à tous les appareils avec connexion norme CPC

Groupe de produits

BE



Tourniquets jetables avec connexion CPC mâle

Les garrots sont disponibles en sept tailles différentes. Ceux-ci se distinguent facilement par un code couleur. Chaque brassard dispose d'une longueur de cordon de 150 cm avec un connecteur CPC. Des extensions de connexion stérilisables sont disponibles.

BE 050 C	20,5 x 5cm - droit - Tuyau en silicone, transparent Unité de vente - 40 pièces	
BE 100 C	30,2 x 7,5cm - droit - Tuyau en silicone, transparent Unité de vente - 30 pièces	
BE 150 C	38 x 10,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu Unité de vente - 60 pièces	
BE 180 C	50 x 10,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu Unité de vente - 60 pièces	
BE 300 C	76 x 10,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu Unité de vente - 48 pièces	
BE 400 X	86,5 x 12cm - droit - Tuyau en silicone, bleu Unité de vente - 48 pièces	
BE 400 C	86,5 x 12cm - conique - Tuyau en PVC, transparent Unité de vente - 48 pièces	
BE 500 C	111,5 x 13,5cm - conique - Tuyau en PVC, transparent Unité de vente - 48 pièces	

Tourniquets jetables

Tourniquets avec connexion Luer-Lock femelle

Le garrot est une manchette utilisée pour empêcher l'apport de sang dans le bras ou la jambe concernés lors d'une intervention chirurgicale sur les membres.



Groupe de produits

BE

Tourniquets jetables avec connecteur Luer-Lock femelle

Les garrots sont disponibles en six tailles différentes. Ceux-ci se distinguent facilement par un code couleur. Chaque brassard dispose d'une longueur de cordon de 150 cm ligne de 150 cm avec un connecteur Luer-Lock. Des extensions de connexion stérilisables sont disponibles à cet effet.


BE 100 LW	30,2 x 7,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu Unité de vente - 30 pièces	
BE 150 LW	38 x 10,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu Unité de vente - 60 pièces	
BE 180 LW	50 x 10,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu Unité de vente - 60 pièces	
BE 300 LW	76 x 10,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu Unité de vente - 48 pièces	
BE 400 LW	86,5 x 12cm - droit - Tuyau en silicone, bleu Unité de vente - 48 pièces	
BE 500 LW	111,5 x 13,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu Unité de vente - 48 pièces	



Tourniquets jetables

Tourniquets doubles cordons

Le garrot est une manchette utilisée pour empêcher l'apport de sang dans le bras ou la jambe concernés lors d'une intervention chirurgicale sur les membres.



Tuyau en PVC

Double tuyau en PVC sans latex

Protection incluse

Chaque garrot est livré avec un rembourrage accommodant à la peau.

2x connecteur CPC mâle

Groupe de produits

BE



Tourniquets unidirectionnels avec CPC mâle deux cordons


Les garrots sont disponibles en sept tailles différentes. Ceux-ci se distinguent facilement par un code couleur. Chaque brassard comporte deux cordons de 75 cm avec un connecteur CPC. Des extensions de connexion stérilisables sont disponibles.

BE 052 C	20,5 x 5cm - droit - Tuyau en PVC, transparent Unité de vente - 40 pièces	
BE 102 C	30,2 x 7,5cm - droit - Tuyau en PVC, transparent Unité de vente - 30 pièces	
BE 152 C	38 x 10,5cm - droit - Tuyau en PVC, transparent Unité de vente - 60 pièces	
BE 182 C	50 x 10,5cm - droit - Tuyau en PVC, transparent Unité de vente - 60 pièces	
BE 302 C	76,5 x 10,5cm - droit - Tuyau en PVC, transparent Unité de vente - 48 pièces	
BE 402 C	86,5 x 13cm - droit - Tuyau en PVC, transparent Unité de vente - 48 pièces	
BE 502 C	107 x 13cm - droit - Tuyau en PVC, transparent Unité de vente - 48 pièces	

Tourniquets jetables

Tourniquets avec deux cordons et deux chambres

Le garrot est une manchette utilisée pour empêcher l'apport de sang dans le bras ou la jambe concernés lors d'une intervention chirurgicale sur les membres.



Tuyau en PVC

Tuyau en PVC sans latex avec deux cordons

Groupe de produits

BE

Protection incluse

Chaque garrot est livré avec un rembourrage accommodant à la peau.

CPC Quick Release mâle

Tourniquets à sens unique avec connexion CPC mâle deux cordons et chambre double

Les garrots sont disponibles en trois tailles différentes. Ceux-ci se distinguent facilement par un code couleur. Chaque brassard comporte deux cordons de 75 cm avec un connecteur CPC. Des extensions de connexion stérilisables sont disponibles.

BE 153 C	38 x 13cm - droit - Tuyau en PVC, transparent Unité de vente - 60 pièces	
BE 183 C	50 x 14cm - droit - Tuyau en PVC, transparent Unité de vente - 60 pièces	
BE 303 C	76,5 x 10,5cm - droit - Tuyau en PVC, transparent Unité de vente - 48 pièces	



Tourniquets jetables

Accessoires



Numéro d'article BE CPW-LM

Adaptateur de connexion

Connecteurs CPC femelle /
Luer-Lock mâle

Unité de vente - 1 pièce



Numéro d'article BE CPW-LW

Adaptateur de connexion

Connecteurs CPC femelle /
Luer-Lock femelle

Unité de vente - 1 pièce



Numéro d'article BE LM-LM

Adaptateur de connexion

Luer-Lock mâle /
Luer-Lock mâle

Unité de vente - 1 pièce



Tourniquet

Protection

**Draps de protection
et garrots**

Pour l'étanchéité des fluides et
la protection contre la conta-
mination. Ils sont adaptés à un
usage unique et sans latex.



Tourniquets jetables

Accessoires Tourniquet DTS-3000



Numéro d'article

DTS-3000

Tourniquet DTS-3000

Le DTS-3000 est un système de garrot intelligent à 2 canaux doté d'une fonctionnalités avancées avec capteur automatique de LOP, une fonction d'enregistrement, un écran tactile TFT LCD. Le DTS-3000 peut résoudre les problèmes de réglage de la pression en recommandant le paramètre individuel IOP-RTP et analyse la saturation en oxygène avec le capteur SPO2. Pour les brassards de garrot simples et doubles, alimentation CA avec batterie de secours NiMH.



Numéro d'article

DTS-3000 STAND

Tourniquet DTS-3000 STAND

Support pour Tourniquet DTS-3000, avec panier pour hémostase et poignée. Le DTS-3000 STAND est vendu sans le Tourniquet DTS-3000.

