
Catalogue d'urgence

2022

nizell.ch
catalogue d'urgence
version 4.0

Nizell Medical GmbH
Seestrasse 94
CH-6424 Lauerz
T +41 41 811 20 00

Urgence

Content

En cas d'urgence, il faut être réactif. Afin de vous soutenir dans votre quête d'efficacité, nous vous proposons des produits en ce sens.

Sur la base d'un ensemble ou individuellement, nous mettons à disposition les équipements nécessaires à vos interventions, de qualité et à un prix raisonnable.

Si vous êtes intéressé, nous vous enverrons nos représentants commerciaux, qui pourront répondre à toutes vos questions sur le produit dont vous avez besoin et vous présenter divers échantillons. Laissez-nous vous conseiller. We care for hospitals.

Tissus de protection

page 03

Protections matelas d'urgence

page 04

Protections coussin

page 05

Couverture patient

page 06

Perfusets

page 08

Attelles

page 09



résistance



absorptivité



antiglisse



imperméable

Nizell Medical GmbH

Seestrasse 9a

CH-6424 Lauerz

T +41 41 811 20 00

info@nizell.ch

www.nizell.ch

Tissus de protection

Matériel OP



Tissus de protection

NP 140

Tissus de protection avec surface antidérapante et capacité de charge jusqu'à 180 kg. La zone d'aspiration intégrée est puissante avec une capacité allant jusqu'à 5 litres.

Info:

jetable
antiglisse
imperméable
résistance 180 kg
absorptivité 5 l/m²
taille 220 x 100cm
14 pcs / carton



Content:

Tissus de protection



Tissus de protection

NP 145

La zone d'aspiration intégrée est puissante avec une capacité allant jusqu'à 5 litres.

Info:

jetable
imperméable
absorptivité 5 l/m²
taille 220 x 100cm
14 pcs/ carton



Inhalt:

Tissus de protection



Tissus de protection

NP 148

Tissus de protection et de levage avec capacité de charge jusqu'à 180 kg.

Info:

jetable
imperméable
résistance 180 kg
taille 220 x 150cm
30 pcs/ carton



Content:

Tissus de protection

Protection matelas d'urgence

Matériel OP



Protections matelas d'urgence

NP 180

La protection matelas d'urgence est fabriqué dans un matériau imperméable et stable. La housse s'adapte à toutes les tables d'urgence, protège contre les impuretés et sert de housse. Une bande élastique dans les angles sert d'attache. La couverture NP 180 convient à la fois au domaine thérapeutique et aux cliniques de jour.

Info:

jetable

imperméable

taille 223 x 91cm

40 pcs/ carton



Content:

protection matelas

Bande élastique aux coins



Protections matelas d'urgence

NP 181

La protection matelas d'urgence est fabriqué dans un matériau imperméable et stable. La housse s'adapte à toutes les tables d'urgence, protège contre les impuretés et sert de housse. Le contour élastiques offrent un bon maintien sur son support ce qui lui confère une utilisation particulièrement bien adaptée au domaine thérapeutique.

Info:

jetable

imperméable

taille 242 x 129cm

26 pcs/ carton



Content:

protection matelas

Bords élastiques



Protections matelas d'urgence

NP 185

La protection matelas d'urgence est fabriqué dans un matériau repoussant l'eau et stable. La housse s'adapte à toutes les tables d'urgence, protège contre les impuretés et sert de housse. Le contour élastique dans les angles permettant un bon maintien. La protection NP 185 convient à la fois au domaine thérapeutique et aux cliniques de jour.

Info:

jetable

repoussant d'eau

taille 223 x 91 cm

46 pcs/ carton




Content:

protection matelas

Bande élastique aux coins

Protection coussin

Matériel OP



Protection coussin

NP 250

La protection coussin «Simple» est une housse jetable. Le matériau est imperméable, respirant et agréable sur la peau. La taie d'oreiller convient à tout type de coussin dans la zone d'urgence. Assurant ainsi une protection hygiénique du coussin contre la contamination.

Plus de taies d'oreiller

NP 200	Protection coussin, jetable, 55 x 42cm, 55g, 200 pcs/carton
NP 201	Protection coussin, jetable, 55 x 42cm, 30g, 300 pcs/carton
NP 210	Protection coussin, jetable, 35 x 25 x 11cm, 55g, 250 pcs/carton
NP 211	Protection coussin, jetable, 35 x 25 x 11cm, 30g, 300 pcs/carton



Info:

jetable

imperméable


perméable à l'air

taille 65 x 45 cm

200 pcs / carton

Couverture patient


Matériel OP



Couverture „Avenches“

NX 510


Couverture patient „Avenches“ blanche, respirante, durable, absorbant, résistant à l'humidité et avec bonnes propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. La couverture pour patient est un article à usage unique aux dimensions de 190 x 110 cm et un poids de 205g/m².



Couverture „Avenches“

NX 511


Couverture patient „Avenches“ blanche en demi-taille. Respirant, durable, absorbant, résistant à l'humidité et avec de bonnes propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. La couverture pour patient est un article à usage unique aux dimensions de 110 x 110 cm et un poids de 205g/m².



Couverture „Yverdon“

NX 300

Couverture patient hiver „Yverdon“ bleue, respirante, durable, absorbant, résistant à l'humidité et avec de bonnes propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. Pour assurer l'hygiène, les couvertures sont emballées individuellement et sous vide. Le matériau intérieur est en PE recyclé. La couverture pour patient est un article à usage unique aux dimensions de 190 x 110 cm et un poids de 245g/m².



Couverture „Bellerive“


NX 360

Couverture patient été „Bellerive“ blanche, respirante, durable, absorbant, résistant à l'humidité et avec de bonnes propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. Pour assurer l'hygiène, les couvertures sont emballées individuellement et sous vide. Le matériau intérieur est en PE recyclé. La couverture pour patient est un article à usage unique aux dimensions de 190 x 110 cm et un poids de 145g/m².



Couverture patient


Matériel OP



Couverture „Yvonand“

NX 400


Couverture patient hiver „Yvonand“ bleue, respirante, durable, absorbant, résistant à l'humidité et avec de bonnes propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. Pour assurer l'hygiène, les couvertures sont emballées individuellement et sous vide. Le matériau intérieur est en PE recyclé. La couverture pour patient est un article à usage unique aux dimensions de 210 x 110 cm et un poids de 245g/m².



Couverture „Moudon“

NX 600


Couverture patient hiver „Moudon“ bleue, respirante, durable, absorbant, résistant à l'humidité et avec de bonnes propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. Pour assurer l'hygiène, les couvertures sont emballées individuellement et sous vide. Le matériau intérieur est en PE recyclé. La couverture pour patient est un article à usage unique aux dimensions de 190 x 140 cm et un poids de 245g/m².



Couverture „Matran“

NX 710

Couverture patient hiver „Matran“ blanche, respirante, durable, absorbant, résistant à l'humidité et avec de bonnes propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. Pour assurer l'hygiène, les couvertures sont emballées individuellement et sous vide. Le matériau intérieur est en PE recyclé. La couverture pour patient est un article à usage unique aux dimensions de 210 x 140 cm et est 245g/m² lourd.




Couverture „Romont“

NX 850

Couverture patient été „Romont“ bleue, respirante, durable, absorbant, résistant à l'humidité et avec de bonnes propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. Pour assurer l'hygiène, les couvertures sont emballées individuellement et sous vide. Le matériau intérieur est en PE recyclé. La couverture pour patient est un article à usage unique aux dimensions de 235 x 140 cm et un poids de 145g/m².





Perfuset „Zürich“

ML 264

Ensemble de perfusion d'une longueur de 200 cm, d'une chambre compte-gouttes avec filtre à particules de 15 µm, d'un clapet anti-retour, d'un robinet à trois voies et d'une rallonge à faible courbure de 15 cm. Le Perfuset est fabriqué en PVC sans déhp et intègre les fonctions Airstop / Primestop.


CE 0051

Info:

stérile
jetable
longueur 200cm
100 pcs/ carton
PVC no déhp

Content:

1 chambre compte-gouttes
1 clapet anti-retour
1 robinet à trois voies
1 rallonge



Perfuset „Bern“

ML 267

Ensemble de perfusion d'une longueur de 200 cm, d'une chambre compte-gouttes avec filtre à particules de 15 µm, d'un clapet anti-retour, d'un robinet à trois voies et d'une rallonge à faible courbure de 20 cm. Le Perfuset est fabriqué en PVC sans déhp et intègre les fonctions Airstop / Primestop.

CE 0051

Info:


stérile
jetable
longueur 200cm
100 pcs/ carton
PVC no déhp

Content:

1 chambre compte-gouttes
1 clapet anti-retour
1 robinet à trois voies
1 rallonge

Attelle de jambe et housse d'attelle de jambe

Positionnement OP



Attelle de jambe „St. Moritz“

NW 462

L'attelle de jambe „St. Moritz“ mesure 75 cm de long et est dotée d'un support renforcé. partie du pied et convient aux adultes. L'attelle en mousse peut être combiné avec la housse pour attelle de jambe „St Moritz“

CE

Info:

réutilisable

longeur 75cm

mousse

Content:

1 Attelle de jambe

Attelle de jambe et de mains

Positionnement OP



Numéro d'article NW 450

Gouttière pour la jambe St. Moritz

pour adultes, 850x300x330/150mm en mousse à plusieurs couches, avec pied renforcé



Numéro d'article NW 452

Gouttière pour la jambe St. Moritz

pour adultes 750x300x330/150mm, en mousse à revêtement multiple, avec pied renforcé



Numéro d'article NW 459

Gouttière pour la jambe St. Moritz


pour enfants 500mm, en mousse à revêtement multiple avec panneau de particules de bois derrière le pied



Numéro d'article NW 476

Attelle chirurgicale de surélévation de la jambe „Töss“

720 x 270 x 495/200, en mousse à revêtement multiple, bords légèrement arrondis




Support pour fracture de bras

En mousse à revêtement multiple pour les fractures de l'avant-bras

NW 350 adultes

NW 351 enfants



Numéro d'article NW 360

Attelle pour bras

en mousse à revêtement multiple pour les fractures de l'humérus/du coude.

