

Instruments stériles à usage unique

Économiques, hygiéniques, polyvalents.





Pourquoi opter pour des instruments à usage unique ? 5 avantages convainquants.

- ▼ Vous maîtrisez les coûts
- ▼ Vous disposez d'une efficacité maximale
- ▼ Vous avez la traçabilité sans faille de chaque instrument
- ▼ Vous bénéficiez d'une excellente prise en main et un toucher remarquable
- ▼ Les produits sont fabriqués en grande partie à partir de matériaux recyclés et sont réintégrés dans le circuit écologique après leur utilisation.

Pourquoi choisir Promedical ?

Production et flexibilité.

Nous misons sur le site de production en Suisse. Promedical produit, contrôle, assemble, stérilise et livre avec flexibilité directement depuis notre entrepôt en Suisse.

Proximité avec les clients.

Chez nous, le contact personnel est une priorité. Grâce à des voies de communication courtes et un service client engagé, nous sommes toujours à votre disposition. Nos clients apprécient cet échange direct et simple.

Large gamme de produits.

Notre offre est plus variée que vous ne l'imaginez. Avec un large choix, nous répondons de manière fiable à tous les besoins d'application.

Livraison rapide et fiable.

Grâce à une grande disponibilité du stock en Suisse, nous garantissons une livraison en 48 heures.

Expertise de longue date.

Avec plus de 25 ans d'expérience dans la conception, la stérilisation et l'assemblage de sets stériles à Glaris, nous vous offrons une qualité éprouvée et des solutions compétentes pour vos besoins.

Élimination durable des instruments stériles à usage unique


L'élimination appropriée des instruments stériles à usage unique est une composante essentielle d'une gestion responsable des produits médicaux. Nos instruments sont conçus de manière à pouvoir être éliminés en toute sécurité après utilisation, sans nuire à l'environnement ni à la santé humaine.

Collaboration avec des entreprises locales de gestion des déchets

Pour une élimination sûre et respectueuse de l'environnement des instruments stériles à usage unique, nous recommandons de collaborer avec des entreprises locales de gestion des déchets, qui peuvent s'adapter individuellement à vos besoins.

À usage unique ne signifie pas unicité,
mais plutôt cycle, sécurité et efficacité.

Promedical propose depuis plus de 25 ans des instruments stériles à usage unique pour tous les domaines des soins médicaux, fabriqués en grande partie à partir d'acier recyclé.



Large gamme pour de nombreux domaines d'application

Les instruments à usage unique de Promedical offrent une alternative économique, sûre et respectueuse de l'environnement pour les soins médicaux. Ils réduisent les coûts, minimisent les risques et simplifient vos processus de stérilisation.

Adaptable avec flexibilité


Pour des opérations complexes ou des applications spécifiques en cabinet et dans les soins, nous composons des sets de produits parfaitement adaptés aux exigences de vos processus médicaux.

Large gamme de produits

Notre offre comprend des instruments à usage unique, des matériaux de pansement, des champs opératoires, des plateaux et des accessoires. Nous adaptons les quantités et les spécifications de manière flexible à vos besoins.

Qualité supérieure garantie

Nos produits répondent aux exigences réglementaires des directives européennes sur les dispositifs médicaux (MDD/MDR).



Parfaitement adapté à vos besoins

Que ce soit pour un examen, un soin de plaies, en service hospitalier ou pour d'autres interventions : notre gamme d'instruments à usage unique est plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Ainsi, nous répondons à tous vos besoins.

Découvrez une large sélection et trouvez le produit adapté :

- ▼ Ciseaux
- ▼ Pincés
- ▼ Pincés hémostatiques
- ▼ Pincés à tampons et à pansements
- ▼ Écarteurs
- ▼ Canules et sondes
- ▼ et bien plus encore

Nous proposons également des instruments à usage unique pour des applications dans divers domaines, notamment :

- ▼ Anesthésie
- ▼ Soins des plaies
- ▼ Dermatologie
- ▼ Urologie
- ▼ Gynécologie
- ▼ ORL
- ▼ et bien d'autres encore



Catalogue de la gamme

Pincettes	8
Ciseaux	10
Crochets	13
Pinces hémostatiques	13
Canules et sondes boutonnées	15
Curettes	15
Porte-aiguilles	16
Spéculums	17
Pinces	18



Pincettes

Pincette Adson anatomique, stérile

La pince Adson anatomique se distingue par sa mâchoire étroite à mors rainurés, permettant une préhension atraumatique qui préserve les tissus délicats et les structures vasculaires.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
12 cm	7100000015	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964001222009	28964001222006
12 cm	7100000008	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	Micro Adson	18964003001039	28964003001036

Pincette Adson chirurgicale, stérile

La pince Adson chirurgicale se distingue par sa fine pointe et ses dents aiguisées, spécialement conçues pour saisir les tissus fibreux et maintenir les bords des plaies.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
12 cm	7100000005	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	1:2 dents	18964002787194	28964002787191
12 cm	7100000025	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	1:2 dents, striées	18964002300232	28964002300239

Pincette anatomique, stérile

La pince anatomique est dotée de mâchoires arrondies et rainurées permettant une préhension atraumatique des structures anatomiques telles que les vaisseaux sanguins. Elle est polyvalente et adaptée aussi bien à la chirurgie qu'à la médecine générale. Idéale pour tenir du matériel de pansement ou retirer des corps étrangers.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
13 cm	7100000004	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	fine de Semken	18964003001879	28964003001876
14 cm	7100000012	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	à pointe fine	18964002787620	28964002787627
11.5 cm	7100000016	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	à pointe fine	18964003001978	28964003001975
14 cm	7100000001	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	standard	18964003001022	28964003001029
18 cm	7100000010	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	standard	18964002787132	28964002787139
13 cm	7100000017	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	standard	18964002787507	28964002787504
25 cm	7100000023	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	standard	18964003001152	28964003001159
10.5 cm	7100000009	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964002787446	28964002787443

Pincette à baïonnette, stérile

La pince à baïonnette est idéale pour saisir des tissus, retirer des corps étrangers et placer des tampons dans les cavités corporelles. Les mâchoires arrondies et rainurées permettent de saisir les structures anatomiques sans endommager les tissus. Leur forme spéciale empêche la main de l'utilisateur de bloquer la vue.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
14 cm	7100000018	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964003001053	28964003001050
16 cm	7100000019	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964003001060	28964003001067

Pincette chirurgicale, stérile

La pince chirurgicale est dotée de mors dentés et pointus des deux côtés, permettant une préhension sécurisée des tissus fibreux. Contrairement à la pince anatomique, ses extrémités aiguës la rendent inadéquate pour les tissus délicats comme les vaisseaux sanguins ou les nerfs, qui pourraient être facilement endommagés.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
14 cm	7100000002	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	1:2 dents	18964003001183	28964003001180
10 cm	7100000003	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	1:2 dents	18964003001497	28964003001494
18 cm	7100000011	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	1:2 dents	18964002787125	28964002787122
15 cm	7100000006	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	1:2 dents, de Gillies	18964003001237	28964003001234

Pincette DeBakey, stérile

La pince DeBakey est un instrument chirurgical atraumatique spécialement conçu pour la manipulation délicate des tissus sensibles et des vaisseaux sanguins. Grâce à la fine striation transversale située à l'intérieur de ses mâchoires, elle est idéale pour une utilisation en chirurgie vasculaire.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
15 cm	7100000021	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	atraumatique, droit	18964003001794	28964003001791

Pincette à échardes, stérile

La pincette à échardes permet, grâce à son extrême finesse, de retirer avec précision les échardes et petits corps étrangers de la peau ou des plaies.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
11.5 cm	7100000014	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	de Feilchenfeld	18964002787576	28964002787573
10 cm	7100000022	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	pointe pliée latéralement	18964003001107	28964003001104

Ciseaux

Ciseaux à amygdales Boettcher, stérile

Ces ciseaux pour amygdales sont parfaits pour les interventions ORL. Leur forme courbée garantit un travail précis, tandis que leurs pointes arrondies protègent les tissus environnants.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
18 cm	7110000014	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	courbé	18964003001220	28964003001227

Ciseaux d'épisiotomie, stérile

Les ciseaux d'épisiotomie sont spécialement conçus pour la pratique de l'épisiotomie pendant l'accouchement. Leurs lames légèrement courbées permettent des coupes précises et aident à minimiser efficacement les déchirures des tissus.

Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
20 cm	7110000018	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	courbé	18964002300058	28964002300055

Ciseaux à dissection de Lexer, stérile

Les ciseaux de dissection Lexer à pointes émoussées offrent une dissection des tissus en toute sécurité, réduisant le risque de dommages involontaires aux tissus mous. Ils sont idéaux pour la préparation des couches superficielles de la peau et des fascias, ainsi que des organes et tissus plus profonds.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
16.5 cm	7110000007	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964003001831	28964003001838
16.5 cm	7110000016	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	courbé	18964003001848	28964003001845

Ciseaux chirurgicaux pointu/pointu, stérile

Les ciseaux chirurgicaux pointus/pointus possèdent des lames pointues des deux côtés, permettant une coupe précise et la séparation des structures les plus fines.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
11.5 cm	7110000001	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964002787163	28964002787160
11 cm	7110000002	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	courbé	18964002787668	28964002787665
14 cm	7110000003	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964003001121	28964003001128

Ciseaux chirurgicaux pointu/mousse, stérile

Les ciseaux chirurgicaux pointus/mousses, avec une lame pointue et une lame arrondie, sont idéaux comme ciseaux de dissection. Leur forme spécifique permet une dissection contrôlée et une coupe sécurisée des tissus, des matériaux de pansement et des fils de suture.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
13 cm	7110000011	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	courbé	18964002300164	28964002300161
13 cm	7110000004	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964002787675	28964002787672
14 cm	7110000005	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964002787729	28964002787726

Ciseaux chirurgicaux mousse/mousse, stérile

Les ciseaux chirurgicaux mousse/mousse sont idéaux pour la découpe des tissus mous, car leurs deux extrémités émoussées protègent les tissus environnants et minimisent le risque de blessures.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
14 cm	7110000010	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964003001176	28964003001173

Ciseaux Mayo-Stille, stérile

Les ciseaux chirurgicaux Mayo-Stille possèdent des lames droites, idéales pour découper des tissus résistants tels que les muscles, les fascias et les tendons.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
15,7 cm	7110000008	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	courbé	18964003001855	28964003001852

Ciseaux Metzenbaum mousse/mousse, stérile

Les ciseaux de dissection Metzenbaum ont été spécialement conçus pour une dissection précise des tissus et disposent de lames arrondies.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
14 cm	7110000013	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	courbé	18964003001817	28964003001814
18 cm	7110000015	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	courbé	18964002787699	28964002787696

Ciseaux Iris pointu/pointu, stérile

Les ciseaux Iris sont parfaits aussi bien pour la découpe précise de fils chirurgicaux que pour le retrait délicat des sutures. Ils conviennent pour une utilisation dans la zone externe de l'œil ou d'autres régions du corps où la peau est fine et fragile.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
11.5 cm	7110000006	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964002787606	28964002787603

Ciseaux Stevens, stérile

Les ciseaux Stevens, également connus sous le nom de ciseaux de ténatomie Stevens, sont utilisés pour des dissections et des coupes précises. Ils sont souvent utilisés en ophtalmologie, neurologie et chirurgie plastique.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
11.5 cm	7110000012	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	courbé	18964002787637	28964002787634

Ciseaux à bandage Lister, stérile

Les ciseaux à bandage, également connus sous le nom de ciseaux Lister, ont été spécialement conçus pour le retrait sûr et facile des bandages. Leur forme particulière minimise le risque de blessures cutanées lors de la coupe. En outre, ils conviennent parfaitement pour la découpe précise de gazes, pansements ou autres matériaux de bandage.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
14 cm	7110000017	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964003001374	28964003001371

Manche de scalpel BP Nr. 3, stérile

Le manche de scalpel BP Nr. 3 a été spécialement conçu pour des interventions petites et précises. Il est idéal pour les micro-disséctions et autres travaux chirurgicaux délicats. De plus, il est compatible avec les lames Nr. 10 à 15C.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
12.5 cm	7190000002	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964002300355	28964002300352

Crochets

Élévateur de septum Freer, stérile

L'élevateur de septum Freer est idéal pour les septoplasties, myringoplasties et sinusotomies fonctionnelles (FESS). Son extrémité mousse permet de soulever le lambeau muco-périchondral, et sa courbure facilite la navigation à travers des contours complexes.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
18 cm	7180000002	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	pointu/mousse, tige	18964003001886	28964003001883

Pinces hémostatiques

Pince anatomique Mosquito, stérile

La pince Mosquito est idéale pour la ligature et la fixation des vaisseaux sanguins. Grâce à son système de verrouillage et ses extrémités rainurées sans dents, elle assure une prise sûre.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
12.5 cm	7130000015	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	fine	18964003001046	28964003001043
12.5 cm	7130000003	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	courbé	18964003001510	28964003001517

Pince chirurgicale Kocher, stérile

La pincette Kocher est idéale pour saisir et maintenir en toute sécurité des tissus robustes tels que le périoste et la peau. Ses branches rainurées avec une dent assurent une prise ferme, même avec une faible quantité de tissu.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
14.5 cm	7130000004	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964003001916	28964003001913

Pince de Péan (Rochester), stérile

La pince artérielle Péan se distingue par ses extrémités rainurées et émoussées ainsi que par un mécanisme de verrouillage garantissant une prise et une fixation sûres. Elle est utilisée pour saisir et maintenir temporairement des vaisseaux sectionnés, pour une hémostase primaire ou en préparation d'une ligature.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
16 cm	7130000001	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964003001404	28964003001401
14 cm	7130000005	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964002787149	28964002787146
18 cm	7130000006	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	courbé	18964003001961	28964003001968
18.5 cm	7130000007	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964002787156	28964002787153
20 cm	7130000011	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964003001213	28964003001210
20 cm	7130000016	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	courbé	18964002787118	28964002787115

Pince de Kelly, stérile

La pince Kelly est dotée de branches à rainures transversales, atraumatiques, qui peuvent être droites ou courbées. Elle est idéale pour clamper de petits vaisseaux et est utilisée en peropératoire.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
14 cm	7130000002	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964003001381	28964003001388

Pince pour tuyaux mâchoires lisses, stérile

La pince pour tuyaux dotée de mâchoires lisses maintient les structures délicates en toute sécurité et réduit le risque de les endommager.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
16 cm	7130000009	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964003001862	28964003001869

Pince à champs Ball & Socket, stérile

La pince à champs Ball & Socket possède des branches renforcées et un verrouillage automatique pour une prise sûre, même avec des tissus épais. Parfaitement adaptée pour l'orthopédie, la chirurgie cardiaque et les interventions assistées par robot.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
13.5 cm	7130000018	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964003001084	28964003001081

Canules et sondes boutonnées

Canule boutonnée, stérile

La canule boutonnée est idéale pour le lavage des plaies, notamment dans les zones difficiles d'accès.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
10 cm	7160000002	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	ø 1.6 mm	18964003001763	28964003001760
8 cm	7160000003	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	ø 2.0 mm	18964003001787	28964003001784

Sonde boutonnée, stérile

La sonde boutonnée avec des extrémités émoussées et épaissies est idéale pour explorer des conduits tissulaires et examiner des cavités de plaies.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
15 cm	7180000001	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	ø 1.5 mm	18964002787521	28964002787528

Curettes

Curette instrument double, stérile

La curette double est équipée de deux extrémités de travail opposées. Elle est particulièrement adaptée pour le curetage afin d'éliminer efficacement les altérations tissulaires. Idéale pour la microchirurgie, par exemple pour l'élimination de polypes ou de kystes, ainsi qu'en orthopédie pour enlever du tissu osseux ou du cartilage.

Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
12 cm	7170000001	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	ø 2.0mm / ø 4.0mm	18964002300607	28964002300604

Porte-aiguilles

Porte-aiguille Crile-Wood, stérile

Le porte-aiguille Crile-Wood avec mécanisme de verrouillage facilite la manipulation des aiguilles chirurgicales pour des sutures précises. Ses mâchoires larges, à rainures croisées, et sa rainure centrale offrent une prise sûre pour des aiguilles de taille moyenne à grande.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
15 cm	7120000005	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	Baby	18964002300171	28964002300178
15 cm	7120000004	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964003001114	28964003001111

Porte-aiguille Mayo-Hegar, stérile

Le porte-aiguille Mayo-Hegar avec mécanisme de verrouillage facilite la manipulation sécurisée des aiguilles chirurgicales. Sa pointe robuste est particulièrement adaptée aux tissus épais et aux interventions de chirurgie générale. Il permet la réalisation de ligatures, même dans des champs opératoires difficiles d'accès ou profonds.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
18 cm	7120000001	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964002787422	28964002787429
20 cm	7120000002	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964003001169	28964003001166
14 cm	7120000003	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964002787040	28964002787047

Spéculums

Spéculum nasal de Kilian, stérile

Le spéculum nasal est utilisé pour l'écartement de l'entrée des narines. Il est principalement employé lors de la rhinoscopie antérieure afin d'offrir une vue claire sur la partie avant de la cavité nasale principale. Grâce à son élément à ressort intégré, il permet une régulation précise de la pression.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
13 cm x 70 mm	7140000002	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	de Kilian	18964003001749	28964003001746
13 cm x 30 mm	7140000004	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	de Kilian	18964003001527	28964003001524
15 cm x 25 mm	7140000009	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	de Hartmann-Halle	18964002300041	28964002300048

Spéculum nasal Wiener modèle, stérile

Le spéculum nasal Wiener est conçu pour l'examen et le traitement de diverses pathologies nasales. Il est particulièrement utilisé lors des interventions rhinologiques, car il permet une exposition et une rétraction optimales des tissus nasaux.

Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
14 cm	7140000008	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964002300034	28964002300031

Spéculum vaginal Cusco, stérile

Le spéculum vaginal Cusco, également appelé spéculum à bec de canard, a été conçu pour l'examen du vagin et du col de l'utérus. Il offre une visibilité optimale, facilitant ainsi des procédures telles que les prélèvements, les biopsies, l'insertion de dispositifs intra-utérins (DIU) et les colposcopies.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
17 cm x 75 mm	7140000006	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964002787552	28964002787559

Pinces

Pince à grains Maier, stérile

La pince à grains Maier est idéale pour tenir des tampons, enlever des corps étrangers et des restes de pansements, ainsi que pour travailler dans des cavités corporelles difficiles d'accès et en gynécologie. Elle convient également pour l'enrichissement rapide de tampons.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
26.5 cm	7130000012	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit, avec blocage	18964003001923	28964003001920
25 cm	7130000014	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit, avec blocage	18964003001930	28964003001937
26 cm	7130000017	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit, avec blocage	18964003001770	28964003001777

Pince de Magill, stérile

La pince Magill est un instrument courbé doté de mâchoires élargies et rugueuses, ainsi que d'un trou central complété par une poignée angulaire. Elle est fréquemment utilisée pour l'extraction sécurisée de corps étrangers dans les voies respiratoires supérieures.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
25 cm	7130000010	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	pour adultes	18964003001756	28964003001753

Tilley pince à oreille, stérile

La pince à oreille Tilley, également connue sous le nom de pince à polypes d'oreille Tilley, est une pince à anneaux spécialement conçue pour l'extraction des polypes dans l'oreille. Elle convient également parfaitement à l'extraction sécurisée de corps étrangers.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
16 cm	7100000020	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964003001015	28964003001012

Pince à tampons Foerster, stérile

La pince à tampons Foerster, souvent appelée pince à éponges, est utilisée pour saisir et maintenir en toute sécurité des tampons, éponges ou de la gaze. Elle est particulièrement adaptée au nettoyage des plaies, à l'application de pommades ou de solutions antiseptiques, ainsi qu'à l'absorption du sang ou des liquides en excès.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
25 cm	7100000013	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser	droit	18964003001503	28964003001500

Pince à crochets de Schroeder, stérile

La pince à crochets de Schröder permet de saisir et de fixer en toute sécurité les tissus, tampons et champs opératoires. Dotée d'un cran d'arrêt pour une fixation stable.



Longueur	Numéro d'article	Unité	Dispenser	Carton	Spécification	GTIN dispenser	GTIN carton
25 cm	7130000013	Sachet	à 25 sachets	à 4 dispenser		18964002787187	28964002787184



PROMEDICAL AG

Bleichstrasse 65
8750 Glarus · Suisse
promedical.ch / nizell.ch

Contactez-nous dès maintenant !

Nous serons ravis de vous conseiller et
de trouver une solution adaptée à vos besoins.
055 645 50 00 | info@promedical.ch