

# Sterile Einweginstrumente

Wirtschaftlich, hygienisch, vielfältig einsetzbar





## Weshalb auf Einweginstrumente umstellen? 5 Vorteile, die überzeugen!

- ▼ Sie haben die Kosten im Griff
- ▼ Sie verfügen über maximale Effizienz
- ▼ Sie können jedes einzelne Instrument lückenlos zurückverfolgen
- ▼ Sie geniessen eine hervorragende Haptik und sicheres Handling
- ▼ Die Produkte bestehen zu grossen Teilen aus Recycling-Material und werden nach deren Gebrauch wieder dem ökologischen Kreislauf zugeführt.

## Warum Promedical?

### **Produktion und Flexibilität.**

Wir setzen auf den Produktionsstandort Schweiz. Promedical produziert, kontrolliert, assembliert, sterilisiert und liefert flexibel direkt aus unserem Lager in der Schweiz.

### **Kundennähe im Fokus.**

Bei uns steht der persönliche Kontakt an erster Stelle. Dank kurzer Kommunikationswege und engagiertem Kundenservice sind wir jederzeit für Sie da. Unsere Kunden schätzen diesen direkten und unkomplizierten Austausch.

### **Umfangreiches Sortiment.**

Unser Angebot ist vielfältiger, als Sie vielleicht denken. Mit einer breiten Auswahl erfüllen wir zuverlässig jedes Anwendungsbedürfnis.

### **Schnelle und zuverlässige Lieferung.**

Dank hoher Lagerverfügbarkeit in der Schweiz gewährleisten wir eine Just-in-Time-Lieferung innerhalb von 48 Stunden.

### **Langjährige Expertise.**

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Konzeption, Sterilisation und Assemblierung steriler Sets in Glarus, bieten wir Ihnen bewährte Qualität und kompetente Lösungen für Ihre Anforderungen.

# Nachhaltige Entsorgung von sterilen Einweginstrumenten

Die fachgerechte Entsorgung von sterilen Einweginstrumenten ist ein wichtiger Bestandteil eines verantwortungsvollen Umgangs mit medizinischen Produkten.

Unsere Instrumente sind so konzipiert, dass sie nach Gebrauch sicher entsorgt werden können, ohne die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen zu gefährden.

## **Zusammenarbeit mit lokalen Entsorgungsunternehmen**

Für die sichere und umweltgerechte Entsorgung von sterilen Einweginstrumenten empfehlen wir die Zusammenarbeit mit lokalen Entsorgungsunternehmen, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden können.

## **Einweg heisst nicht Einmaligkeit sondern Kreislauf, Sicherheit und Effizienz.**

Promedical bietet seit über 25 Jahren sterile Einweginstrumente für alle Bereiche der medizinischen Versorgung an, welche zu grossen Teilen aus recyceltem Stahl gefertigt werden.



## Breites Sortiment für viele Anwendungsbereiche

Einweginstrumente von Promedical bieten eine kosteneffiziente, sichere und umweltfreundliche Alternative für die medizinische Versorgung. Sie senken Kosten, minimieren Risiken und vereinfachen Ihre Sterilgut-Prozesse.

### **Flexibel anpassbar**

Für komplexe Operationen oder spezifische Anwendungen in der Praxis und Pflege stellen wir Produktsets zusammen, die optimal auf die Anforderungen Ihrer medizinischen Abläufe abgestimmt sind. Mit unserem modularen System wählen Sie aus tausenden Komponenten genau die Produkte, die Ihre Anforderungen erfüllen.

### **Breites Sortiment**

Unser Angebot umfasst Einweginstrumente, Verbandstoffe, Abdeckungen, Schalen und Zubehör. Mengen und Spezifikationen passen wir flexibel an Ihre Bedürfnisse an.

### **Höchste Qualität garantiert**

Unsere Produkte erfüllen die regulatorischen Anforderungen der europäischen Medizinprodukte Richtlinien (MDD/MDR).



## Perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

Ob für die Untersuchung, Wundversorgung, auf der Station oder bei weiteren Eingriffen: Unser Sortiment an Einweginstrumenten ist grösser als Sie es sich vorstellen können. Damit decken wir jedes Bedürfnis ab.

**Entdecken Sie eine vielfältige Auswahl und finden Sie das passende Produkt:**

- ▼ Scheren
- ▼ Pinzetten
- ▼ Arterienklemmen
- ▼ Tupfer- und Kornzangen
- ▼ Wundhaken
- ▼ Kanülen und Sonden
- ▼ und vieles mehr

**Zusätzlich bieten wir Einweginstrumente für Anwendungen in verschiedenen Bereichen, darunter:**

- ▼ Narkose
- ▼ Wundversorgung
- ▼ Dermatologie
- ▼ Urologie
- ▼ Gynäkologie
- ▼ HNO
- ▼ und vielen weiteren



# Sortimentsverzeichnis

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Pinzetten                | 8  |
| Scheren                  | 10 |
| Haken                    | 13 |
| Klemmen                  | 13 |
| Knopfkanülen und -sonden | 15 |
| Küretten                 | 15 |
| Nadelhalter              | 16 |
| Spekula                  | 17 |
| Zangen                   | 18 |



# Pinzetten

## Pinzette Adson anatomisch, steril

Die anatomische Adson-Pinzette zeichnet sich durch ihr schmales Maul mit gerieften Backen aus, das ein gewebeschonendes und atraumatisches Erfassen von feinen Strukturen und Gefäßen ermöglicht.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 12 cm | 7100000015     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964001222009    | 28964001222006 |
| 12 cm | 7100000008     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | Micro Adson   | 18964003001039    | 28964003001036 |

## Pinzette Adson chirurgisch, steril

Die chirurgische Adson-Pinzette überzeugt mit einer feinen Spitze und scharfen Zähnen, die speziell für das Greifen faserreichen Gewebes und das Festhalten von Wundrändern konzipiert ist.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation      | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 12 cm | 7100000005     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | 1:2 Zähne          | 18964002787194    | 28964002787191 |
| 12 cm | 7100000025     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | 1:2 Zähne, gerieft | 18964002300232    | 28964002300239 |

## Pinzette anatomisch, steril

Die anatomische Pinzette verfügt über abgerundete, gerillte Haltebacken, die ein gewebeschonendes Erfassen anatomischer Strukturen wie Blutgefäße ermöglichen. Sie ist vielseitig einsetzbar, sei es in der Chirurgie oder der Allgemeinmedizin und eignet sich ideal zum Halten von Verbandmaterial oder zum Entfernen von Fremdkörpern.



| Länge   | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation    | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------|----------------|---------|-------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 13 cm   | 7100000004     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | fein nach Semken | 18964003001879    | 28964003001876 |
| 14 cm   | 7100000012     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | feine Spitze     | 18964002787620    | 28964002787627 |
| 11.5 cm | 7100000016     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | feine Spitze     | 18964003001978    | 28964003001975 |
| 14 cm   | 7100000001     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | standard         | 18964003001022    | 28964003001029 |
| 18 cm   | 7100000010     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | standard         | 18964002787132    | 28964002787139 |
| 13 cm   | 7100000017     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | standard         | 18964002787507    | 28964002787504 |
| 25 cm   | 7100000023     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | standard         | 18964003001152    | 28964003001159 |
| 10.5 cm | 7100000009     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |                  | 18964002787446    | 28964002787443 |

## Pinzette bajonettförmig, steril

Die bajonettförmige Pinzette ist ideal geeignet für das Fassen von Gewebe, das Entfernen von Fremdkörpern und das Platzieren von Tampons in Körperhöhlen. Die abgerundeten, gerillten Haltebacken sorgen für ein gewebeschonendes Erfassen anatomischer Strukturen. Ihre spezielle Form verhindert, dass die Hand des Anwenders die Sicht blockiert.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 14 cm | 7100000018     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964003001053    | 28964003001050 |
| 16 cm | 7100000019     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964003001060    | 28964003001067 |

## Pinzette chirurgisch, steril

Die chirurgische Pinzette ist beidseitig mit spitzen, zahnartigen Greifbacken ausgestattet, die ein sicheres Erfassen von faserreichen Geweben ermöglichen. Im Gegensatz zur anatomischen Pinzette ist sie aufgrund ihrer scharfen Enden nicht für empfindliche Gewebe wie Blutgefäße oder Nerven geeignet, da diese leicht beschädigt werden könnten.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation           | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 14 cm | 7100000002     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | 1:2 Zähne               | 18964003001183    | 28964003001180 |
| 10 cm | 7100000003     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | 1:2 Zähne               | 18964003001497    | 28964003001494 |
| 18 cm | 7100000011     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | 1:2 Zähne               | 18964002787125    | 28964002787122 |
| 15 cm | 7100000006     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | 1:2 Zähne, nach Gillies | 18964003001237    | 28964003001234 |

## Pinzette DeBakey, steril

Die DeBakey-Pinzette ist ein atraumatisches chirurgisches Instrument, das speziell für die schonende Handhabung empfindlicher Gewebe und Blutgefäße entwickelt wurde. Dank der feinen Querrillung an der Innenseite der Haltebacken eignet sie sich ideal für den Einsatz in der Gefäßchirurgie.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation        | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 15 cm | 7100000021     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | atraumatisch, gerade | 18964003001794    | 28964003001791 |

## Splitterpinzette, steril

Die Splitterpinzette ermöglicht dank ihrer extrem feinen Spitze, die präzise Entfernung von Splintern und kleiner Fremdkörper aus der Haut oder Wunden.



| Länge   | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation           | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------|----------------|---------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 11.5 cm | 7100000014     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | Feilchenfeld            | 18964002787576    | 28964002787573 |
| 10 cm   | 7100000022     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | Stift seitwärts gebogen | 18964003001107    | 28964003001104 |

# Scheren

## Boettcher Tonsillenschere, steril

Die Tonsillen-Schere ist perfekt für HNO-Operationen geeignet. Ihre gebogene Form sichert präzises Arbeiten, während die sanft abgerundeten Spitzen das umliegende Gewebe schützen.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 18 cm | 7110000014     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gebogen       | 18964003001220    | 28964003001227 |

## Episiotomie Schere, steril

Die Episiotomie-Schere ist speziell für den Dammschnitt während der Geburt entwickelt. Die leicht gebogenen Klingen ermöglichen präzise Schnitte und helfen, Geweberisse effektiv zu minimieren.

| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 20 cm | 7110000018     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gebogen       | 18964002300058    | 28964002300055 |

## Präparierschere nach Lexer, steril

Die Lexer-Präparierschere mit stumpfen/stumpfen Spitzen sorgt für eine sichere Gewebedissektion und minimiert das Risiko unbeabsichtigter Weichteilschäden. Sie ist ideal für die Präparation sowohl oberflächlicher Haut und Faszien als auch tiefliegender Organe und Gewebe.



| Länge   | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 16.5 cm | 7110000007     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964003001831    | 28964003001838 |
| 16.5 cm | 7110000016     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gebogen       | 18964003001848    | 28964003001845 |

## Schere chirurgisch spitz/spitz, steril

Die spitz/spitz chirurgische Schere besitzt beidseitig spitze Klingen, die präzises Schneiden und die Trennung feinsten Strukturen ermöglichen.



| Länge   | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 11.5 cm | 7110000001     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964002787163    | 28964002787160 |
| 11 cm   | 7110000002     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gebogen       | 18964002787668    | 28964002787665 |
| 14 cm   | 7110000003     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964003001121    | 28964003001128 |

## Schere chirurgisch spitz/stumpf, steril

Die spitz/stumpf chirurgische Schere mit einem spitzen und einer abgerundeten Klinge eignet sich hervorragend als Präparierschere. Ihre spezielle Form ermöglicht eine kontrollierte Präparation und das sichere Schneiden von Gewebe, Verband- und Nahtmaterial.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 13 cm | 7110000011     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gebogen       | 18964002300164    | 28964002300161 |
| 13 cm | 7110000004     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964002787675    | 28964002787672 |
| 14 cm | 7110000005     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964002787729    | 28964002787726 |

## Schere chirurgisch stumpf/stumpf, steril

Die stumpf/stumpf chirurgische Schere ist ideal für das Schneiden von weichem Gewebe, da die zwei stumpfen Enden das umliegende Gewebe schonen und das Risiko von Verletzungen minimieren.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 14 cm | 7110000010     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964003001176    | 28964003001173 |

## Schere Mayo-Stille, steril

Die Mayo-Stille chirurgische Schere besitzt geraden Klingen, die ideal zum Schneiden von zähem Gewebe wie Muskeln, Faszien und Sehnen geeignet sind.



| Länge   | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 15,7 cm | 7110000008     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gebogen       | 18964003001855    | 28964003001852 |

## Schere Metzenbaum stumpf/stumpf, steril

Die Metzenbaum-Schere wurde speziell für präzise Gewebedissektion entwickelt und besitzt abgerundete Scherenblätter.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 14 cm | 7110000013     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gebogen       | 18964003001817    | 28964003001814 |
| 18 cm | 7110000015     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gebogen       | 18964002787699    | 28964002787696 |

## Schere Iris spitz/spitz, steril

Die Iris-Schere ist ideal sowohl zum präzisen Schneiden operativer Fäden als auch zur schonenden Entfernung von Nähten. Sie ist geeignet für die Anwendung im äusseren Augenbereich oder anderen Körperregionen mit dünner und leicht verletzlicher Haut.



| Länge   | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 11.5 cm | 7110000006     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964002787606    | 28964002787603 |

## Schere Stevens, steril

Die Stevens-Schere, auch bekannt als Stevens-Tenotomie-Schere, wird für präzise Dissektionen und Schnitte verwendet. Häufig kommt sie in der Augenheilkunde, Neurologie und plastischen Chirurgie zum Einsatz.



| Länge   | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 11.5 cm | 7110000012     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gebogen       | 18964002787637    | 28964002787634 |

## Verbandschere Lister, steril

Die Verbandschere, auch bekannt als Lister-Schere, ist speziell für die sichere und einfache Entfernung von Verbänden entwickelt worden. Ihre besondere Form minimiert das Risiko von Verletzungen der Haut beim Schneiden. Zusätzlich eignet sie sich hervorragend zum exakten Zuschneiden von Mullbinden, Pflastern oder anderen Verbandsmaterialien.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 14 cm | 7110000017     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964003001374    | 28964003001371 |

## Skalpellsgriff BP Nr. 3, steril

Der Skalpellgriff BP Nr. 3 wurde speziell für kleine und präzise Eingriffe entwickelt. Er eignet sich ideal für Mikrodissektionen und andere filigrane chirurgische Arbeiten. Zudem ist er mit den Klingen Nr. 10 bis 15C kompatibel.



| Länge   | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 12.5 cm | 7190000002     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964002300355    | 28964002300352 |

# Haken

## Freer Septum-Elevator, steril

Der Freer Septum Elevator ist ideal für Septumplastiken, Myringoplastiken und FESS. Das stumpfe Ende dient zum Anheben des mukoperichondrialen Lappens, und seine Krümmung ermöglicht die Navigation durch schwierige Konturen.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation        | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 18 cm | 7180000002     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | scharf/stumpf, Stift | 18964003001886    | 28964003001883 |

# Klemmen

## Klemme anatomisch Mosquito, steril

Die Mosquito-Klemme ist ideal zur Ligatur und Fixierung von Blutgefäßen. Dank Arretierung und geriffeltem Blattende ohne Zähne bietet sie sicheren Halt.



| Länge   | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 12.5 cm | 7130000015     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | fein          | 18964003001046    | 28964003001043 |
| 12.5 cm | 7130000003     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gebogen       | 18964003001510    | 28964003001517 |

## Klemme chirurgisch Kocher, steril

Die Kocher-Klemme ist ideal zum sicheren Fassen und Halten von robustem Gewebe wie Knochenhaut und Haut. Geriffelte Backen mit einem Zahn sorgen für festen Halt, selbst bei geringer Gewebemenge.



| Länge   | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 14.5 cm | 7130000004     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964003001916    | 28964003001913 |

## Klemme Péan (Rochester), steril

Die Arterienklemme Péan überzeugt mit stumpfen, geriffelten Blattenden und einer Sperrvorrichtung für sicheres Fassen und Halten. Sie dient dem kurzfristigen Fassen und Halten durchtrennter Gefäße, der primären Blutstillung oder der Vorbereitung auf eine Ligatur.



| Länge   | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 16 cm   | 7130000001     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964003001404    | 28964003001401 |
| 14 cm   | 7130000005     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964002787149    | 28964002787146 |
| 18 cm   | 7130000006     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gebogen       | 18964003001961    | 28964003001968 |
| 18.5 cm | 7130000007     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964002787156    | 28964002787153 |
| 20 cm   | 7130000011     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964003001213    | 28964003001210 |
| 20 cm   | 7130000016     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gebogen       | 18964002787118    | 28964002787115 |

## Klemme Kelly, steril

Die Kelly-Klemme verfügt über quer geriffelte, atraumatische Maulteile, die gerade oder gebogen sein können. Sie eignet sich ideal zum Abklemmen kleiner Gefäße und wird interoperativ verwendet.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 14 cm | 7130000002     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964003001381    | 28964003001388 |

## Schlauchklemme glattes Maul, steril

Die Schlauchklemme mit glattem Maul hält empfindliche Strukturen sicher, und reduziert das Risiko diese zu verletzen.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 16 cm | 7130000009     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964003001862    | 28964003001869 |

## Tuchklemme Ball & Socket, steril

Die Tuchklemme Ball & Socket besitzt verstärkte Branchen und eine automatische Arretierung für sicheren Halt, selbst bei dicken Tüchern. Perfekt geeignet für Orthopädie, Herzchirurgie und robotik-assistierte Eingriffe.



| Länge   | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 13.5 cm | 7130000018     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964003001084    | 28964003001081 |

# Knopfkanülen und -sonden

## Knopfkanüle, steril

Die Knopfkanüle eignet sich ideal zur Wundspülung, insbesondere bei schwer zugänglichen Wunden.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 10 cm | 7160000002     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | ø 1.6 mm      | 18964003001763    | 28964003001760 |
| 8 cm  | 7160000003     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | ø 2.0 mm      | 18964003001787    | 28964003001784 |

## Knopfsonde, steril

Die Knopfsonde mit stumpfen, verdickten Enden eignet sich ideal zum Austasten von Gewebegängen und zur Untersuchung von Wundhöhlen.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 15 cm | 7180000001     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | ø 1.5 mm      | 18964002787521    | 28964002787528 |

# Küretten

## Kürette beidseitig, steril

Die beidseitige Kürette verfügt über zwei gegenüberliegende Arbeitsenden. Sie eignet sich besonders für die Kürettage um Gewebeveränderungen effektiv zu entfernen. Ideal für die Mikrochirurgie, z. B. zur Entfernung von Polypen oder Zysten, sowie in der Orthopädie zur Entfernung von Knochengewebe oder Knorpel.

| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation     | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 12 cm | 7170000001     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | ø 2.0mm / ø 4.0mm | 18964002300607    | 28964002300604 |

# Nadelhalter

## Nadelhalter Crile Wood, steril

Der Nadelhalter Crile-Wood mit Arretierung erleichtert das Führen chirurgischer Nadeln für präzise Wundnähte. Mit seinen breiten, kreuzgeriffelten Maulbacken und einer zentralen Rille bietet er sicheren Halt für mittelgrosse bis grosse Nadeln.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 15 cm | 7120000005     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | Baby          | 18964002300171    | 28964002300178 |
| 15 cm | 7120000004     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964003001114    | 28964003001111 |

## Nadelhalter Mayo-Hegar, steril

Der Mayo-Hegar-Nadelhalter mit Arretierung erleichtert das sichere Führen chirurgischer Nadeln. Die robuste Spitze eignet sich besonders für dickere Gewebe und den Einsatz in der allgemeinen Chirurgie. Er ermöglicht das Legen von Ligaturen selbst in schwer zugänglichen oder tieferliegenden Operationsfeldern.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 18 cm | 7120000001     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964002787422    | 28964002787429 |
| 20 cm | 7120000002     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964003001169    | 28964003001166 |
| 14 cm | 7120000003     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964002787040    | 28964002787047 |

# Spekula

## Nasenspekulum, steril

Das Nasenspekulum dient zur Spreizung des Naseneingangs. Es wird vor allem bei der vorderen Rhinoskopie eingesetzt, um einen klaren Blick in den vorderen Abschnitt der Nasenhaupthöhle zu ermöglichen. Dank des integrierten Federelements ermöglicht es eine präzise Steuerung des Drucks.



| Länge         | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation       | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 13 cm x 70 mm | 7140000002     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | nach Kilian         | 18964003001749    | 28964003001746 |
| 13 cm x 30 mm | 7140000004     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | nach Kilian         | 18964003001527    | 28964003001524 |
| 15 cm x 25 mm | 7140000009     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | nach Hartmann-Halle | 18964002300041    | 28964002300048 |

## Wiener Modell Nasenspekulum, steril

Das Wiener-Nasenspekulum dient der Untersuchung und Behandlung verschiedenster Nasenerkrankungen. Es wird bevorzugt bei rhinologischen Eingriffen genutzt, da es eine optimale Freilegung und Retraktion von Nasengewebe ermöglicht.

| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 14 cm | 7140000008     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964002300034    | 28964002300031 |

## Vaginalspekulum Cusco, steril

Das Vaginalspekulum nach Cusco, auch Entenschnabel-Spekulum genannt, wurde für die Untersuchung der Vagina und des Gebärmutterhalses entwickelt. Es bietet eine optimale Sicht und erleichtert somit Verfahren wie das Entnehmen von Abstrichen, Biopsien, das Einsetzen von intrauterinen Pessaren (IUP) und Kolposkopien.



| Länge         | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 17 cm x 75 mm | 7140000006     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964002787552    | 28964002787559 |

# Zangen

## Kornzange Maier, steril

Die Kornzange nach Maier eignet sich ideal zum Halten von Tupfern, Entfernen von Fremdkörpern und Verbandresten sowie zur Arbeit in schwer zugänglichen Körperhöhlen und der Gynäkologie. Sie eignet sich zudem für die schnelle Anreicherung von Tupfern.



| Länge   | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation      | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|---------|----------------|---------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 26.5 cm | 7130000012     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade, mit Sperre | 18964003001923    | 28964003001920 |
| 25 cm   | 7130000014     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade, mit Sperre | 18964003001930    | 28964003001937 |
| 26 cm   | 7130000017     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade, mit Sperre | 18964003001770    | 28964003001777 |

## Magillzange, steril

Die Magill-Zange ist ein gebogenes Instrument mit verbreiterten, aufgerauten Greifbacken und einem zentralen Loch, das durch einen abgewinkelten Handgriff ergänzt wird. Sie wird häufig für das sichere Entfernen von Fremdkörpern aus den oberen Atemwegen eingesetzt.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation  | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| 25 cm | 7130000010     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | für Erwachsene | 18964003001756    | 28964003001753 |

## Tilley Ohrzängchen, steril

Die Tilley-Ohrzange, auch unter dem Namen Tilley-Ohrpolypenzange bekannt, ist eine speziell entwickelte Fingerringzange für die Entfernung von Polypen im Ohr. Zusätzlich eignet sie sich perfekt zur sicheren Extraktion von Fremdkörpern.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 16 cm | 7100000020     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964003001015    | 28964003001012 |

## Tupferzange Förster, steril

Die Förster-Tupferzange, häufig auch als Schwammzange bezeichnet, dient zum sicheren Greifen und Halten von Tupfern, Schwämmen oder Mull. Sie wird insbesondere für die Wundreinigung, das Aufbringen von Salben oder antiseptischen Lösungen sowie zur Absorption von überschüssigem Blut oder Flüssigkeiten eingesetzt.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 25 cm | 7100000013     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser | gerade        | 18964003001503    | 28964003001500 |

## Hakenzange nach Schröder, steril

Die Schröder-Hakenzange bietet sicheres Greifen und Fixieren von Gewebe, Tupfern und Abdecktüchern. Mit Einrast Sperre für stabile Fixierung.



| Länge | Artikel-Nummer | Einheit | Dispenser   | Karton        | Spezifikation | GTIN<br>Dispenser | GTIN<br>Karton |
|-------|----------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 25 cm | 7130000013     | Beutel  | à 25 Beutel | à 4 Dispenser |               | 18964002787187    | 28964002787184 |



**PROMEDICAL AG**

Bleichstrasse 65  
8750 Glarus · Schweiz  
[promedical.ch](http://promedical.ch) / [nizell.ch](http://nizell.ch)

**Kontaktieren Sie uns jetzt!**

Gerne beraten wir Sie und finden  
eine Lösung für Ihre Anforderungen.  
055 645 50 00 | [info@promedical.ch](mailto:info@promedical.ch)