

Zellosan

Medizinische Zellstoff-Tupfer

- ▼ Hergestellt aus 100% Zellulose. Eignet sich hervorragend als absorbierendes Material oder zur Desinfektion der Einstichstelle.
- ▼ Fusselfrei und formstabil.
- ▼ Steril und unsteril erhältlich.
- ▼ Einfache Anwendung und Portionierung dank praktischer Perforation.
- ▼ Hohe Saugfähigkeit und Abriebfestigkeit durch 13 Lagen hochgebleichtem medizinischem Zellstoff.



Zellosan

Zellstoffwatte-Tupfer, unsteril, 4 x 5 cm



Artikel-Nummer	Rolle	Option	Karton	Palette	GTIN Option	GTIN Karton
27818		Dispenser à 5'040 Stück	à 2 Dispenser	24	4251334101253	4251334101260
27819		Dispenser à 1'008 Stück	à 40 Dispenser	6	4251334101284	4251334101291
27820		Dispenser à 2'016 Stück	à 26 Dispenser	6	4251334101307	4251334101314
27821	à 500 Stück	Beutel à 2 Rollen	à 12 Beutel	35	4251334101321	4251334101338
27822		Rolle à 250 Stück	à 30 Rollen	30	4251334102489	4251334102496

Zellstoffwatte-Tupfer, steril, 4 x 5 cm



Artikel-Nummer	Beutel	Dispenser	Karton	Palette	GTIN Dispenser	GTIN Karton
27823.4	à 2 Stück	à 200 Beutel	à 12 Dispenser	24	7630035529943	7630035529950
27823.5	à 3 Stück	à 150 Beutel	à 12 Dispenser	24	7630035505664	7630035505671
27823.6	à 10 Stück	à 50 Beutel	à 12 Dispenser		7630035526188	7630035526195

PROMEDICAL AG

Bleichestrasse 65
8750 Glarus · Schweiz
promedical.ch / nizell.ch

Kontaktieren Sie uns jetzt!

Gerne beraten wir Sie und finden
eine Lösung für Ihre Anforderungen.
055 645 50 00 | info@promedical.ch