

Zellosan

Tampons de cellulose

- ▼ 100% cellulose – convient parfaitement comme matériel absorbant ou pour la désinfection de la zone d'injection.
- ▼ Compacte sans filament et indéformable.
- ▼ Stérile et non-stérile.
- ▼ Utilisation et répartition faciles grâce à des perforations.
- ▼ Grande capacité d'absorption et résistance à l'abrasion grâce à 13 couches de cellulose médicale hautement blanchie.



Zellosan

Tampons d'ouate de cellulose, non-stérile, 4 x 5 cm



Numéro d'article	Rouleau	Option	Carton	Palette	GTIN option	GTIN carton
27818		Dispenser à 5'040 pièces	à 2 dispenser	24	4251334101253	4251334101260
27819		Dispenser à 1'008 pièces	à 40 dispenser	6	4251334101284	4251334101291
27820		Dispenser à 2'016 pièces	à 26 dispenser	6	4251334101307	4251334101314
27821	à 500 pièces	Sachet à 2 rouleaux	à 12 sachets	35	4251334101321	4251334101338
27822		Rouleau à 250 pièces	à 30 rouleaux	30	4251334102489	4251334102496

Tampons d'ouate de cellulose, stérile, 4 x 5 cm



Numéro d'article	Sachet	Dispenser	Carton	Palette	GTIN dispenser	GTIN carton
27823.4	à 2 pièces	à 200 sachets	à 12 dispenser	24	7630035529943	7630035529950
27823.5	à 3 pièces	à 150 sachets	à 12 dispenser	24	7630035505664	7630035505671
27823.6	à 10 pièces	à 50 sachets	à 12 dispenser		7630035526188	7630035526195

PROMEDICAL AG

Bleichstrasse 65
8750 Glarus · Suisse
promedical.ch / nizell.ch

Contactez-nous dès maintenant !

Nous serons ravis de vous conseiller et
de trouver une solution adaptée à vos besoins.
055 645 50 00 | info@promedical.ch