

BioClean™ N-Plus BNPS

Extra-langer steriler Reinraumhandschuh

BioClean™ N-Plus BNPS

400 MM LÄNGE | ZUSÄTZLICHER UNTERARMSCHUTZ

Anatomische Passform für längere
Tragezeiten

Überlänge für einen zusätzlichen
Unterarmschutz

Getestet gemäss ASTM D6978 für die
Handhabung von Zytostatika

Beschichtungsmaterial	Nitril
Griffprofil	Texturierte Fingerspitzen und Innenhand
Stulpenart	Rollrand
Größen	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 10.0
Länge (mm/in)	400/16
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.18/7.09
Wandstärke der Finger (mm/mil)	0.21/8.26
Wandstärke der Stulpe (mm/mil)	0.10/3.94
Form	Anatomische Passform
Typischer Partikelgehalt	<1800
Kompatibilität	ISO-Klasse 4 und EU-GMP Klasse A/B
AQL-Wert	1.0
Verpackung*	1 Paar pro PE-Innenbeutel; 1 Beutel pro verschweisster PE-EasyTear-Beutel; 10 Beutel pro verschweisstem Aussenbeutel; 20 Aussenbeutel (200 Paar) pro Umkarton

BESCHREIBUNG

- Überlänge für einen Unterarmschutz
- Schutz vor vielen Chemikalien
- Anatomische Passform für längere Tragezeiten
- Kompatibel mit der ISO-Reinraumklasse 4
- Maximale Barriereintegrität (AQL-Wert 1.0)
- Gamma Bestrahlung für Sterilitätssicherheitsstufe: 10^{-6}



Latexfrei



Spritzschutz



Steril



Silikonfrei

HAUPTMERKMALE

- Schutz vor vielen Chemikalien, einschliesslich Zytostatika
- Unterarmschutz
- Puder- und latexfrei
- Keine Partikel freisetzende EasyTear-Verpackung

KATEGORIE III

LEISTUNGSTUFEN

EN ISO 374-1:2016



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN 421



BioClean™ N-Plus BNPS

Gant stérile extra-long pour
salle blanche

BioClean™ N-Plus BNPS

LONGUEUR 400 MM | PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE DE L'AVANT-BRAS

Forme spécifique main gauche/main droite
pour un usage prolongé

Plus grande longueur offrant une couverture
supplémentaire de l'avant-bras

Modèle testé en vertu de la norme ASTM D6978 pour
la manipulation d'agents chimiothérapeutiques

Matériau de l'enduction	Nitrile
Surface de préhension	Extrémités des doigts et paume adhésives
Modèle de manchette	Bord roulé
Taille	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 10.0
Longueur (mm/po)	400/16
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.18/7.09
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.21/8.26
Épaisseur de la manchette (mm/mil)	0.10/3.94
Forme	Spécifique main gauche/ main droite
Teneur en particules type	<1800
Compatibilité	Classe ISO 4 et BPF UE de grade A/B
NQA	1.0
Conditionnement*	1 paire par enveloppe en PE; 1 enveloppe par pochette scellée en PE EasyTear; 10 pochettes par sac protecteur scellé en PE; 20 sacs protecteurs par carton doublé (200 paires)

DESCRIPTION

- Plus grande longueur pour une protection jusqu'au coude
- Résistance à une large variété de produits chimiques
- Forme spécifique main gauche/main droite pour un usage prolongé
- Compatibilité avec les salles blanches de classe ISO 4
- NQA bas de 1.0 pour un maintien optimal de l'intégrité du film barrière
- Rayonnement gamma pour un niveau garanti de stérilité : 10^{-6}



Sans latex



Projections



Stérile



Sans silicone

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

- Résistance à une large variété de produits chimiques et d'agents chimiothérapeutiques
- Protection jusqu'au coude
- Non poudré et sans latex
- Conditionnement EasyTear ne libérant pas de matières particulaire

CATÉGORIE III

INDICES DE PERFORMANCE

EN ISO 374-1:2016
Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN 421

